



GIMA

GERMY GIMA PLUS 15 W - lampe à ultraviolets

Code: 35751

Catégorie: Lampes ultraviolettes

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279357516

Descriptif: Germy Gima Plus: Lampes ultraviolettes: Ces instruments comportent une lampe ultraviolette germicide qui détruit rapidement tout micro-organisme touché par ses rayons. Il est recommandé d'y conserver les instruments stérilisés. Une fois stérilisés, les instruments peuvent être conservés longtemps et sont toujours prêts à l'emploi (les traitements aux UV ne génèrent pas de chaleur). Une grille interne maintient les instruments à distance de la surface réfléchissante, ce qui permet une irradiation uniforme des deux faces et améliore l'action germicide des UV. La sécurité de l'opérateur est garantie par un micro-interrupteur éteignant la lampe en cas d'ouverture de la porte. Construction robuste, extérieur en acier peint, intérieur en acier inoxydable réfléchissant. Installation murale ou sur une table.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: