



# GIMA

## CHAMP À INCISER STÉRILE 40x50 cm

**Code:** 23628

**Catégorie:** Champs à inciser

**Unité de Vente:** boîte de 10 pcs.

**Commande Minimum:** 1


**Type:** Produit médical

**Class:** II A

**NSIS:** 81058

**CND:** T02010101

**EAN13:** 8023279236286



**Descriptif:** Délimite exactement la partie anatomique du patient sur lequel l'intervention sera effectuée.

Le dispositif est appliqué en correspondance de l'endroit où l'incision chirurgicale est pratiquée, afin de la protéger contre d'éventuelles contaminations.  
Champs à inciser en polyuréthane adhésif.

**Dimensions:**

- A x B = 45 x 50 cm
- A x C = 45 x 40 cm

**Spécifications Techniques:**

**Standard accessories:**