



GIMA

NETTOYEUR À ULTRASONS BRANSON 3800 MH 5,7 l

Code:	35511
Catégorie:	Nettoyeurs ultrasons BRANSON
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit non médical



EAN13: 8023279355116

Descriptif: Série MH (Minuteur Mécanique avec chauffage): doté d'un minuteur mécanique réglable jusqu'à 60 min, et un mode de nettoyage continu avec un système de réchauffement.

Puissance de nettoyage haute précision

Les ultrasons constituent la méthode de nettoyage la plus rapide et la plus sûre. Il est suffisamment puissant pour ôter les huiles et cires épaisses et pénétrant pour désencrasser les circuits imprimés, mais aussi assez doux pour assurer le nettoyage des plus petites pièces de précision.

Lorsque les ondes ultrasoniques traversent une solution nettoyante, elles provoquent un phénomène de cavitation: une formation et une implosion rapides de bulles microscopiques. Cette cavitation est accrue par la chaleur. Le nettoyage en profondeur des ultrasons désincruste même les crasses et contaminants les plus tenaces.

Branson: pionnier du nettoyage aux ultrasons

Nous avons choisi Branson parce que ses nettoyeurs sont le résultat d'années d'expérience dans le domaine:

- manipulation aisée et remplissage sûr
- fréquence supérieure à la moyenne pour un nettoyage en profondeur
- moins bruyants
- durée de vie supérieure

Tous les nettoyeurs Branson sont fournis avec couvercle de cuve et manuel multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).

Utilisation recommandée avec le plateau perforé.

Spécifications Techniques: Série MH (mécanique)
• Minuterie: 60 minutes
• Couvercle
• Fonctionnement continu
• Fréquence de balayage
• Chauffage

BRANSON 3800

- Dimensions de la cuve: 290 x 150 x 150 mm
- Dimensions totales: 397 x 317 x 377 mm
- Capacité de la cuve: 5,7 l



GIMA

- **Kit drainage et valve: inclus**
- **Poids: 5,4 kg**
- **Fréquence: 40 KHz**
- **Alimentation: 230-240 V**

Standard accessories: