



GIMA

NETTOYEUR À ULTRASONS BRANSON 8800 M 20,8 l

Code: 35531

Catégorie: Nettoyeurs ultrasons BRANSON

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279355314

Descriptif: Série M (Minuteur Mécanique): doté d'un minuteur mécanique réglable jusqu'à 60 min.

Puissance de nettoyage haute précision

Les ultrasons constituent la méthode de nettoyage la plus rapide et la plus sûre. Il est suffisamment puissant pour ôter les huiles et cires épaisses et pénétrant pour désencrasser les circuits imprimés, mais aussi assez doux pour assurer le nettoyage des plus petites pièces de précision.

Lorsque les ondes ultrasoniques traversent une solution nettoyante, elles provoquent un phénomène de cavitation: une formation et une implosion rapides de bulles microscopiques. Cette cavitation est accrue par la chaleur. Le nettoyage en profondeur des ultrasons désincruste même les crasses et contaminants les plus tenaces.

Branson: pionnier du nettoyage aux ultrasons

Nous avons choisi Branson parce que ses nettoyeurs sont le résultat d'années d'expérience dans le domaine:

- manipulation aisée et remplissage sûr
- fréquence supérieure à la moyenne pour un nettoyage en profondeur
- moins bruyants
- durée de vie supérieure

Tous les nettoyeurs Branson sont fournis avec couvercle de cuve et manuel multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).

Utilisation recommandée avec le plateau perforé.

Spécifications Techniques: Série M (mécanique)

- Minuterie: 60 minutes
- Couvercle
- Fonctionnement continu
- Fréquence de balayage

BRANSON 8800

- Dimensions de la cuve: 495 x 290 x 150 mm
- Dimensions totales: 596 x 466 x 391 mm
- Capacité de la cuve: 20,8 l
- Kit drainage et valve: inclus
- Poids: 11,8 kg



GIMA

- Fréquence: 40 KHz
- Alimentation: 230-240 V

Standard accessories: