



GIMA

CHAMP NON TISSÉ POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE 160x260 cm - stérile

Code: 23636

Catégorie: Champs avec côté adhésif, champs avec fenêtre adhésive centrale

Unité de Vente: boîte de 10 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II A

NSIS: 321377

CND: T020102

EAN13: 8023279236361



Descriptif: CHAMP POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE 160 x 260 cm

- Stérile
- Boîte de 10 pcs.
- Fenêtre Ø 11 cm avec film d'incision
- Double poche de recueil des fluides 35x73 cm, fixe-tubes et fixe-tubes pour cloison nasale
- Enveloppé en papier crépon

Spécifications Techniques:

Standard accessories: