



GIMA

BROSSES PERFECTION - nylon

Code: 25715

Catégorie: Broses

Unité de Vente: boîte de 12 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279257151

Descriptif: BROSSES PERFECTION

Brosses en nylon pour le nettoyage avant et après l'opération.
Ces brosses sont autoclavables (à 100°C durant 5 minutes au maximum) et peuvent être conservées dans les distributeurs de brosses standard des hôpitaux.

Résistantes et fiables.

Poignée en PP.

Dimensions: 109x41x34 mm.
Fournies en boîtes de 12.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: