



GIMA

KIT D'ANTISEPSIE À LA CHLORHEXIDINE - IT


Code: 36573

Catégorie: Broses

Unité de Vente: boîte de 30 pcs.

Commande Minimum: 1

Type: PMC - désinfectant



EAN13: 8023279365733

Descriptif: KIT D'ANTISEPSIE CHLORHEXIDINE distributeur de 30 unités - IT

Enregistrement 19575 du Ministère italien de la Santé

Avec solution de gluconate de chlorhexidine 20% 4 g en 100 ml.

Kit stérile d'hôpital pour la propreté des mains.
Inclut une brosse, une éponge et un bâtonnet en plastique pour nettoyer les ongles.
À utiliser à sec sans détergent.

Tous les kits sont conditionnés individuellement dans un distributeur de 30 unités

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: