



GIMA

TROUSSE UNIVERSELLE - stérile

Code: 23640

Catégorie: Trousses chirurgicales

Unité de Vente: boîte de 10 pcs.

Commande Minimum: 1


Type: Produit médical

Class: II A

NSIS: 321285

CND: T0202

EAN13: 8031413236405



Descriptif: Trousse universelle en non tissé à deux couches – stérile

1 Couvre-table 150 x 200 cm avec chemin de table
1 Housse de Mayo 80 x 145 cm
1 Champ chirurgical standard, 150 x 240 avec adhésif
1 Champ chirurgical standard, 180 x 200 cm avec adhésif
2 Champs chirurgicaux standard, 75 x 90 cm avec adhésif
4 Serviettes 35 x 40 cm
1 Bande adhésive 10 x 50 cm
1 Porte-tube 2,5 x 20 cm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: