



GIMA

LINGETTES DÉSINFECTANTES TEKNA POUR SURFACES

Code: 36600
Catégorie: Désinfectants pour nettoyage
Unité de Vente: boîte de 600 pcs.
Commande Minimum: 1
Type: PMC - désinfectant



EAN13: 18009110030357

Descriptif: LINGETTES DÉSINFECTANTES TEKNA POUR SURFACES - boîte de 600 (12 flowpacks de 50)

Lingettes prêtes à l'emploi, conçues pour nettoyer et désinfecter objets et surfaces, de sorte à éliminer germes et bactéries.

La chlorhexidine, le benzalkonium et l'alcool contenus dans la formulation garantissent la désinfection profonde de toutes les surfaces lavables, avec une excellente action détergente et dégraissante.

Elles ne contiennent ni parfum, ni agents blanchissants.

Conformes avec EN1650, EN1276, EN13697. Règlement CE N° 648/2004.

Étiquette: GB, IT.

Dimensions des lingettes: 14,3x23,3 cm

Made in Italy.

Spécifications Techniques: COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de solution imbibée de désinfectant alcoolique contiennent: Digluconate de Chlorhexidine 0,1 g; Chlorure de Benzalkonium 0,1 g; Alcool isopropylique; Alcool éthylique; Coformulants; Eau épurée pour 100 g. Enregistrement No. 19354 du Ministère italien de la Santé

Standard accessories: