



GIMA

POUDRE DÉSINFECTANTE PERACÉTIQUE GERMOCID boîte de 500 g

Code: 36640

Catégorie: Désinfectants pour nettoyage

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: II B

NSIS: 4266

CND: D99

EAN13: 8023279366402



Descriptif: POUDRE PERACÉTIQUE GERMOCID - boîte de 500 g

Désinfectant pour stérilisation à froid: l'acide peracétique, formé par la réaction du percarbonate de sodium avec le tétra-acétyl-éthylène-diamine (obtenu après dissolution du produit dans l'eau) possède une action biocide efficace contre les spores, les virus (VIH, HBV, HCV), les bactéries, les mycobactéries et les mycètes. À une concentration de 0,3 %, il réalise la stérilisation en 10 min. Le produit est actif 15 min. après la dissolution et la solution reste active durant 24 h au max. Indiqué pour la stérilisation à froid rapide et la désinfection des endoscopes, des instruments chirurgicaux et dentaires, des transducteurs, etc. Efficace même en présence de tissus organiques. Il peut aussi être utilisé avec les machines de lavage automatique des endoscopes. Pas d'impact sur l'environnement: une fois en contact avec l'eau de rinçage, il se dégrade immédiatement en acide acétique, eau et oxygène. Composition chimique: précurseurs de l'acide paracétique et adjuvants. Fabriqué en Italie.

Spécifications Techniques:

- Composition chimique
 - Précurseur de l'acide peracétique
 - Coformulants

Standard accessories: