



GIMA

TROUSSE POUR CÉSARIENNE - stérile

Code: 23644

Catégorie: Trousses chirurgicales

Unité de Vente: boîte de 8 pcs.

Commande Minimum: 1


Type: Produit médical

Class: II A

NSIS: 321285

CND: T0202

EAN13: 8031413236443



Descriptif: Trousse pour césarienne en non tissé à deux couches – stérile

1 Couvre-table 150 x 200 cm avec chemin de table

1 Housse de Mayo 80 x 145 cm

1 Champ pour césarienne 260 x 200 x 310 avec incision film et sac pour la collecte de liquides

1 Champ molleton bébé 75 x 90 cm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: