




GIMA

TAPIS DÉCONTAMINANT 60x115 cm - 30 feuilles - bleu

Code:	36694
Catégorie:	Tapis décontaminants et film antimicrobien
Unité de Vente:	boîte de 5 pcs.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	I
NSIS:	2449893
CND:	T030501
EAN13:	8023279366945



Descriptif: iTapis à utiliser dans tout environnement nécessitant une absence totale d'agents contaminants et la préservation d'un haut niveau hygiénique.

Le tapis GIMA, grâce à une colle antibactérienne, capture et retient la poussière et les bactéries et réduit la croissance et la propagation des bactéries.

Une partie adhésive située en dessous du tapis sur toute sa longueur garantit une tenue ferme au sol. Facilement retirable sans laisser de traces adhésives sur le sol.

Chaque tapis inclus 30 feuilles de polythène numérotées et une bande non adhésive sur le côté pour retirer facilement chaque couche.

Emballé dans distributeur élégant avec une poignée pour faciliter le transport et le rangement vertical. Chaque tapis peut être facilement pris laissant les autres parfaitement rangés.

- Épaisseur totale du tapis: 1,5 mm
- Dimensions: 60 x 115 cm
- Couleur: bleu
- Boîte de 5 tapis avec 30 feuilles chacun

Spécifications Techniques:

Standard accessories: