



GIMA

TROUSSE UROLOGIE POUR TUR - stérile

Code: 23645

Catégorie: Trousses chirurgicales

Unité de Vente: boîte de 8 pcs.

Commande Minimum: 1


Type: Produit médical

Class: II A

NSIS: 321285

CND: T0202

EAN13: 8031413236450



Descriptif: Trousse urologie en non tissé à deux couches – stérile

1 Couvre-table 150 x 200 cm avec chemin de table
1 Champ urologie pour TUR 200 x 280 x 220 cm avec fenêtre périnéale et suspubienne, sac pour la collecte de liquide avec filtre, ruban adhésif et lanières
1 Champ pour caméra
2 Serviettes 35 x 40 cm

Spécifications Techniques:

Standard accessories: