

Masque chirurgical, Type IIR, 3 plis, à lanières

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel
soignant

Patients



Visiteurs



Description produit:

- Masque filtrant, 3 plis, à lanières
- A usage unique, non stérile
- Soudure par ultrasons
- Attache par lanières résistantes
- Barette nasale réglable
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Boite de 50 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par la patient atteint d'une infection respiratoire, le masque protège son entourage du risque infectieux.
- Porté par le personnel soignant et/ou les visiteurs, le masque protège les patients sensibles d'un éventuel risque infectieux.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- EN 14683:2019+AC:2019

Références	Dimensions	Matières		Coloris
1000010124	17,5 x 9,5 cm	Couche intérieure	PP Spunbond	Bleu
		Filtre	PP Melt-blown	
		Couche extérieure	PP Spunbond	



Masque chirurgical, Type IIR, 3 plis, à lanières

PROTECTION DE LA PERSONNE

Données réglementaires:

NF EN 14683:2019			
Donnée à renseigner	Référentiel	Niveau exigé	Valeur mesurée
Efficacité de filtration bactérienne (BFE)	EN 14683: 2019+AC: 2019 Annex B	≥ 98%	≥ 98%
Delta P	EN 14683:2019+AC:2019 Annex C	< 60 Pa/cm ²	< 60 Pa/cm ²
Splash resistance	ISO 22609:2004	≥ 16 kPa	≥ 16 kPa
Propreté microbienne	EN ISO 11737-1:2018, Membrane filtration	≤ 30 cfu/g	≤ 30 cfu/g

Rapports de tests disponibles sur demande

Données logistiques:

Référence	Boîtes / carton	Unités : boîte / carton	Cartons / palette
1000010124	20	50 / 1000	16 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
17,5 x 9,5 cm	4,3 g	52 x 38 x 22 cm	4,3 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Boîte: 5703538256691 Carton: 5703538256912	Oui	Chine	3 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		