



GIMA

LAMPE À LED ALFA-FLEX - pour table avec fixation

Code: 30725

Catégorie: Lampes de diagnostic

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2391796

CND: Z12010702

EAN13: 8023279307252



Descriptif: Alfa-Flex LED - de table avec fixation

Trois lumières à LED avec lentilles coïncidentes et écran de protection en polycarbonate. Les trois lumières indépendantes réduisent les ombres et fournissent un éclairage cylindrique profond, avec une réduction élevée du rayonnement thermique. Chaque LED intègre une résistance pour garantir le fonctionnement continu de la lampe même dans le rare cas de défaillance d'un LED.

Design

Le nouveau design confère à la lampe extrême facilité d'emploi et maniabilité, avec une rotation supplémentaire du réflecteur.

Commande tactile

L'intensité lumineuse est réglable moyennant un bouton tactile: il suffit de toucher délicatement la commande pour régler l'intensité lumineuse de 4% à 100%.

Fiches interchangeables

Le transformateur, intégré dans la fiche pour un mouvement plus aisé et fluide du bras, est livré avec prises interchangeables (UK, US, EU).

Bras flexible

Le bras flexible facilite le positionnement de la lumière et est recouvert d'une gaine blanche lisse rétractable pour un meilleur nettoyage et une meilleure désinfection.

Mode d'emploi QR: GB, FR, IT, ES, PT.

Made in Italy.

Spécifications Techniques:

Type d'éclairage: LED
Consommation (Watt): 8
Durée de vie des ampoules (heures): > 60 000
Intensité lumineuse à 50 cm (lux): 60 000
Intensité lumineuse à 1 m (lux): 20 000
Température de couleur $\pm 5\%$ à 1 m (K): 4 500
Index de rendu chromatique (Ra)%: 94
Champ lumineux à 50 cm (Ø mm): 150
Diamètre externe du réflecteur (mm): 95



GIMA

Couleur: blanc

Normes: IEC 60601-1

Marquage: UE 2017/745

Poids (kg): 5

Tension de fonctionnement V: 100-240

Fréquence Hz: 50/60

Standard accessories: