

# Masque chirurgical, Type II, 3 plis, à élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel  
soignant

Patients



Visiteurs

## Description produit:

- Masque filtrant type II, 3 plis, à élastiques
- A usage unique, non stérile
- Soudure par ultrasons
- Attache par élastiques résistants
- Barette nasale réglable
- Pliage anatomique (limite les fuites)
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Boite de 60 pièces

## Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par la patient atteint d'une infection respiratoire, le masque protège son entourage du risque infectieux.
- Porté par le personnel soignant et/ou les visiteurs, le masque protège les patients sensibles d'un éventuel risque infectieux.

## Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- EN 14683:2019+AC:2019
- Fabrication sous un système certifié ISO 13485 et ISO 9001



Références	Dimensions	Matières		Coloris
1000021437	17,5 x 8,8 cm	<b>Couche intérieure</b>	Thermobond polypropylène	Bleu
		<b>Filtre</b>	Meltblown polypropylène	
		<b>Couche extérieure</b>	Spunbond polypropylène	

\*Ne contient pas de fibre de verre

