

Charlotte clip

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients



Visiteurs

Description produit:

- Charlotte clip couvrante et respirante
- A usage unique, non stérile
- Matière aérée, légère et douce
- Elastique souple sans latex (sous ourlet pour un meilleur confort)
- Coloris disponibles: Blanc (1000021415), Bleu (1000021416), Vert (1000021417)
- Conditionnement: Carton distributeur de 200 pièces.

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par le personnel soignant et les visiteurs, la charlotte évite la chute de cheveux et protège ainsi le patient d'une éventuelle contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- NF EN 11737:2006 (Bioburden)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000021415	Diamètre = 48 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 15 gr/m ² (+/-2)	Blanc



Charlotte clip

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Boites / carton	Unités : boîte / carton	Cartons / palette
1000021415	-	200 / 200	108 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	3,4 g	29,5 x 26 x 19 cm	0,9 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Carton: 3 662 036 000 897	Oui	France 	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

