


# Charlotte ronde

## PROTECTION DE LA PERSONNE



### Utilisateurs :



### Description produit:

- Charlotte ronde couvrante
- A usage unique, non stérile
- Matière aérée, légère et douce
- Elastique souple sans latex
- Coloris disponibles: Bleu, Blanc (1000018344)
- Conditionnement: Sachet de 100 pcs

### Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par le personnel soignant et les visiteurs, la charlotte évite la chute de cheveux et protège ainsi le patient d'une éventuelle contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

### Informations règlementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000018338	Diamètre = 53 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 14 gr/m <sup>2</sup> (+/-2)	Bleu



# Charlotte ronde

## PROTECTION DE LA PERSONNE

### DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018338	10	100 / 1000	63 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	4 g	36 x 25,5 x 26 cm	4 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 3700901300465 Carton: 3700901318958	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

