

Coiffe à nouer

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant

Description produit:

- Coiffe à nouer
- A usage unique, non stérile
- Matière aérée, légère et douce
- Coloris disponibles: Bleu et vert (53011)
- Conditionnement: Boîte distributrice de 100 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par le personnel soignant, la coiffe évite la chute de cheveux et protège ainsi le patient d'une éventuelle contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations règlementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Références	Dimensions	Matière	Coloris
53010	55 x 18 x 22 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 27 gr/m ² (+/-2)	Bleu



Coiffe à nouer

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Boites / carton	Unités : boite / carton	Cartons / palette
53010	5	100 / 500	36 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	7 g	47 x 25 x 37 cm	3,5 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Boite: 3700901303077 Carton: 3700901307365	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		