



GIMA

LAMPE À LED LUXIFLEX 15 000 Lux - sur socle à roulettes

Code: 30756

Catégorie: Lampes de diagnostic

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I



EAN13: 8436562860011

Descriptif: LUXIFLEX chariot - LED

Lampe élégante et polyvalente pour examens et petite chirurgie dans les centres de soin, les cliniques et les hôpitaux. Adaptée aux examens et aux traitements vétérinaires. Classe II. Fonctionnement sûr à basse tension sans rayons infrarouges. Transformateur électronique situé sur la partie inférieure de la lampe. Le bras flexible et le chariot à 5 roulettes facilitent l'emploi et le transport.

Mode d'emploi en: GB, FR, IT, DE, ES, PT

Made in Spain.

Spécifications Techniques:

- Type d'éclairage: LED
- Consommation (Watt): 6,5
- Durée de vie des ampoules (heures): > 50 000
- Intensité lumineuse à 50 (lux): > 15 000
- Intensité lumineuse à 1 m (lux): -
- Température de couleur à 5% à 1 m (K): 4500
- Indice de rendu des couleurs (Ra) %: 80
- Taille du champ lumineux à 50 cm (Ø mm): -
- Ø extérieur du réflecteur (mm): 80
- Couleur: blanc
- Normes: EN 60601-1-2
- Marques: CE 93/42
- Poids (kg): -
- Tension de fonctionnement V: 110/230
- Hz de fonctionnement: 50/60

Standard accessories: