

# Calot de chirurgien

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Description produit:

- Calot élastiqué à l'arrière de la tête
- A usage unique, non stérile
- Matière aérée, légère et douce
- Coloris disponibles: Bleu et vert (1000018368)
- Conditionnement: Boite distributrice de 100 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par le personnel soignant, le calot évite la chute de cheveux et protège ainsi le patient d'une éventuelle contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000018374	Diamètre = 20 cm Hauteur = 8 cm	Viscose Spunlace 35 gr/m <sup>2</sup> (+/-2)	Bleu



# Calot de chirurgien

## PROTECTION DE LA PERSONNE

### DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Boites / carton	Unités : boîte / carton	Cartons / palette
1000018374	5	100 / 500	42 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	6 g	56,5 x 21,5 x 31,5 cm	3 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Boite: 3700901329725 Carton: 3700901318811	Oui	Chine	5 ans
Stockage	<p>Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.</p>		