

# Blouse – poignets élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel  
soignant

Patients



Visiteurs



Description produit:

- Blouse à usage unique, non stérile
- Manches longues avec poignets élastiques
- Fermeture dorsale avec lanières au col et à la taille
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Sachet de 10 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant, les patients, les visiteurs, limite le risque de contamination.
- Idéal pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000020554	Hauteur = 120 cm Largeur = 140 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 25 gr/m <sup>2</sup> (+/-5)	Bleu clair



# Blouse – poignets élastiques

## PROTECTION DE LA PERSONNE

### DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000020554	10	10 / 100	35 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
120 x 140 cm	66 g	45 x 31 x 27 cm	6,6 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 3700901300250 Carton: 3700901329947	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

