

Blouse – poignets élastiqués

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel
soignant

Patients



Visiteurs

Description produit:

- Blouse à usage unique, non stérile
- Manches longues avec poignets élastiqués
- Fermeture dorsale avec lanières au col et à la taille
- Coloris disponibles: Vert clair, bleu clair (1000018039), jaune (1000018059)
- Conditionnement: Sachet de 10 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant, les patients, les visiteurs, limite le risque de contamination.
- Idéal pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000018049	Hauteur = 112 cm Largeur = 137 cm	Non-tissé polypropylène (PP) 23 gr/m ² (+/-2)	Vert clair

Blouse – poignets élastiques

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018049	10	10 / 100	54 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	72 g	40 x 29 x 25 cm	7,2 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 3700901304784 Carton: 3700901319672	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

