

# Blouse – poignets élastiqués

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :

Personnel  
soignant

Patients



Visiteurs



Description produit:

- Blouse à usage unique, non stérile
- Manches longues avec poignets élastiqués
- Fermeture dorsale avec lanières au col et à la taille
- Coloris disponibles: Blanc, bleu clair (1000018039), vert clair (1000018049), jaune (1000018059)
- Conditionnement: Sachet de 10 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant, les patients, les visiteurs, limite le risque de contamination.
- Idéal pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000018869	Hauteur = 112 cm Largeur = 137 cm	Non-tissé polypropylène (PP) 23 gr/m <sup>2</sup> (+/-2)	Blanc



