

Chemise patient 3XL/4XL – Fermeture latérale

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Patients

Description produit:

- Chemise patient manches courtes
- A usage unique, non stérile
- Fermeture avec lanières au col et à la taille
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Sachet de 10 pièces

Domaines d'application:

- Idéal pour préserver l'intimité des patients lors de leur séjour en cliniques ou hôpitaux, et préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.
- Convient parfaitement pour les patients en chirurgie ambulatoire.

Informations réglementaires:

- Cet article n'est pas un dispositif médical
- Sans marque CE



Produit astucieux



Le point de fermeture sur le côté de la chemise permet de préserver l'intimité du patient lors de ses déplacements et facilite les manipulations du personnel lorsque le patient est allongé.

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000024589	Hauteur = 140 cm Largeur = 180 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 35 g/m ² (+/-5)	Bleu moyen

Chemise patient 3XL/4XL – Fermeture latérale

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000024589	10	10 / 100	16 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
140 x 180 cm	100 g	60 x 40 x 50 cm	11,37 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 3700901308737 Carton: 3700901308744	Non	Maroc	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

