

Réf. :
1000021199/1000021200/1000021201/
1000021202/1000021203/1000021204/
1000022972/1000022973

ABENA®

Lot n°

Pantalon SMS coloris BLEU – Taille XS à 4XL

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients

Classic



Description produit:

- Pantalon en SMS, traitement antistatique
- A usage unique, non-stérile
- Pantalon droit avec lien coulissant à la ceinture
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimal pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Réf. :
 1000021199/1000021200/1000021201/
 1000021202/1000021203/1000021204/
 1000022972/1000022973



Lot n°

Pantalon SMS coloris BLEU – Taille XS à 4XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Taille	Dimensions	Matière	Coloris
1000021199	XS	Hauteur = 102 cm Largeur = 47 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 35 gr/m² (+/-2)	Bleu
1000021200	S	Hauteur = 104 cm Largeur = 50 cm		
1000021201	M	Hauteur = 107 cm Largeur = 53 cm		
1000021202	L	Hauteur = 109 cm Largeur = 56 cm		
1000021203	XL	Hauteur = 111 cm Largeur = 59 cm		
1000021204	XXL	Hauteur = 113 cm Largeur = 62 cm		
1000022972	3XL	Hauteur = 116 cm Largeur = 66 cm		
1000022973	4XL	Hauteur = 119 cm Largeur = 70 cm		



Réf. :
1000021199/1000021200/ 1000021201/
1000021202/ 1000021203/1000021204/
1000022972/1000022973



Lot n°

Pantalon SMS coloris BLEU – Taille XS à 4XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Références		Sachets / carton		Unités : sachet / carton		Stockage	
1000021199/1000021200 1000021201/1000021202 1000021203/1000021204 1000022972/1000022973		2		50 / 100		Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.	
Marquage CE		Fabrication		Durée de vie			
Oui		Maroc		5 ans			
Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton		Code GTIN		Cartons / Palette
1000021199	En attente	En attente	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305156 Sachet: 3700901305033 Carton: 3700901304913		24
1000021200	56,5 g	5,65 kg	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305132 Sachet: 3700901305019 Carton: 3700901304890		24
1000021201	59 g	5,90 kg	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305118 Sachet: 3700901304999 Carton: 3700901304876		24
1000021202	61,5 g	6,15 kg	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305095 Sachet: 3700901304975 Carton: 3700901304852		24
1000021203	66 g	6,60 kg	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305071 Sachet: 3700901304951 Carton: 3700901304838		24
1000021204	71,5 g	7,15 kg	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901305057 Sachet:3700901304937 Carton: 3700901304814		24
1000022972	En attente	En attente	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901306566 Sachet: 3700901306559 Carton: 3700901306542		24
1000022973	En attente	En attente	60 x 40 x 30 cm		Sachet individuel: 3700901306535 Sachet: 3700901306528 Carton: 3700901306511		24

