



GIMA

LAMPE À LED LUMINA - chariot

Code: 49035

Catégorie: Lampes de diagnostic

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 2570223

CND: Z129004

EAN13: 8023279490350



Descriptif: LAMPE À LED LUMINA - chariot

Lampe d'exploration traditionnelle à LED avec bras flexible.

Mode d'emploi: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Bras flexible extension 76 cm réglable.
Poignée intégrée sur la tête de la lampe.
Bras flexible en métal revêtu de PVC avec une position libre à 360°
Contrôle de la luminosité.
Base en ABS avec frein.

Spécifications Techniques: Consommation: 3 W
Intensité lumineuse à 50/30 cm: 37 000/89 000 lux
Température de couleur: 6 000 °K
Ø extérieur du réflecteur: 75 mm
Indice de rendu de couleur (IRC): 90 Ra
Ø du champ lumineux: 4 cm à 50 cm
Tension de fonctionnement: 110-265 V, 50/60 Hz

Standard accessories: