

Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU moyen – Taille S à XL

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients

Description produit:

- Pyjama en SMS, traitement antistatique
- A usage unique, non-stérile
- Tunique manches courtes, encolure en V, 1 poche plaquée (côté droit)
- Pantalon droit taille élastiquée
- Coloris disponibles: Bleu moyen
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU moyen – Taille S à XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Dimensions		Matière	Coloris
	Tunique	Pantalon		
1000024299	Hauteur = 72 cm Largeur = 55 cm	Hauteur = 104 cm Largeur (étirée)= 50 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 35 gr/m ² (+/-2)	Bleu moyen
1000024300	Hauteur = 74 cm Largeur = 58 cm	Hauteur = 107 cm Largeur (étirée)= 53 cm		
1000024301	Hauteur = 76 cm Largeur = 61 cm	Hauteur = 109 cm Largeur (étirée)= 56 cm		
1000024302	Hauteur = 78 cm Largeur = 64 cm	Hauteur = 111 cm Largeur (étirée)= 59 cm		

Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU moyen – Taille S à XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Stockage
1000024299 1000024300 1000024301 1000024302	50	1/ 50	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Oui	Maroc	5 ans	

Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Cartons / Palette
1000024299	102 g	5,1 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901308331 Carton: 3700901308348	24
1000024300	105 g	5,25 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901308355 Carton: 3700901308362	24
1000024301	112 g	5,6 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901308379 Carton: 3700901308386	24
10000024302	121 g	6,05 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901308393 Carton: 3700901308409	24

