

Kit patient opéré 3 pièces + Charlotte

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Patients



Description produit:

- Kit patient 3 pièces + Charlotte
- A usage unique, non stérile
- Tailles disponibles: M/L et XXL (53093)
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Idéal pour préserver l'intimité des patients lors de leur séjour en cliniques ou hôpitaux, et préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.
- Convient parfaitement pour les patients alité.

Informations réglementaires:

- Cet article n'est pas un dispositif médical
- Sans marque CE

Coiffants	Chemises	Peignoirs	Sous-vêtements	Pantalons	Chaussons	Mules	Sur-chaussures
✓	✓		✓				✓



Kit patient opéré 3 pièces + Charlotte

PROTECTION DE LA PERSONNE

	Composants	Dimensions	Matière	Coloris
	Charlotte clip (1000018338)	Diamètre = 53 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 14 gr/m ² (+/-2)	Bleu
	Chemise opéré (1000018450)	Largeur total = 140 cm Hauteur = 110 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 35 gr/m ² (+/-2)	Bleu moyen
	Sous-vêtements (1000018097)	Longueur = 31 cm Largeur = 11 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 40 gr/m ² (+/-2)	Bleu foncé
	Sur-chaussures (1000018747)	Longueur = 40 cm Hauteur = 17 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 32 gr/m ² (+/-2)	Blanc

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018320	50	1 / 50	36 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	117 g	50 x 27 x 34 cm	5,8 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 3700901303756 Carton: 3700901319047	Non	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		