



# GIMA

## LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA avec bras à ressort en métal - chariot

**Code:** 49041

**Catégorie:** Lampes de diagnostic

**Unité de Vente:** 1 pc.

**Commande Minimum:** 1

**Type:** Produit médical

**Class:** I

**NSIS:** 2570223

**CND:** Z129004

**EAN13:** 8023279490411



**Descriptif:** LAMPE À 7 LEDS HYRIDIA - avec bras à ressort en métal - chariot

Lampes 10W à 7 leds pour procédures médicales, installées sur chariot avec bras souple flexible ou avec bras à ressort en métal.

Contrôle numérique de la luminosité.

Mode d'emploi: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.

Poignéesur la tête de la lampe.

Bras à ressort en métal.

Large base amovible pourvue de frein.

**Spécifications Techniques:**

- Consommation: 10 W
- Température de couleur: 4 800-5 500 °K
- Ø extérieur du réflecteur: 89 mm
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90 Ra
- Tension de fonctionnement: 110-265 V, 50/60 Hz
- Intensité lumineuse et Ø du champ lumineux:  
illumination 100,000 lux / Ø 9 cm / distance 30 cm  
illumination 90,000 lux / Ø 12 cm / distance 50 cm  
illumination 22,000 lux / Ø 18 cm / distance 100 cm

**Standard accessories:**