



GIMA

LAMPE À LED RI-MAGIC - chariot

Code: 49051

Catégorie: Lampes de diagnostic

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I



EAN13: 4045396168275

Descriptif: RI-MAGIC® HP LED - socle à roulettes

Lampes médicales à LED très performantes pour examens et procédures.

- technologie LED de pointe, 6 000 °K
- durée de la lampe jusqu'à 50 000 h
- réduction significative de la chaleur et de l'énergie
- dispositif de foyer à l'avant du support de lampe
- le long bras spécial très flexible peut être plié en toute direction
- poignée avec rhéostat pour le réglage progressif de l'intensité lumineuse.

Mode d'emploi: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

Base robuste mobile en fibre de verre et potence chromée
Roulettes antistatiques à faibles frottements avec frein
Base mobile Ø 53 cm

Made in Germany.

Spécifications Techniques:

- Distance: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm
- Lux max: 15 000 - 20 000 - 30 000 - 45 000 - 55 000
- Cercle lumineux max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90 mm
- Cercle lumineux min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25 mm - 20 mm
- Alimentation: 100-240V, 50-60 Hz

Standard accessories: