



GIMA

LAMPE MS LED PLUS - chariot

Code: 49132

Catégorie: Lampes de diagnostic

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I



EAN13: 8436562860394

Descriptif: LUMIÈRE MS LED PLUS - chariot

Lampe pour petite chirurgie avec lumière à LED et bras flexible ou articulé de grande précision, permettant le réglage de la lampe dans toutes les positions. La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication la rendent particulièrement adaptée pour l'usage intensif en chirurgie et pour les examens.

Qualité exceptionnelle de la lumière à LED

La puissante lumière à LED offre une qualité exceptionnelle et a une durée de plus de 50 000 heures. Le rendu chromatique élevé (Ra 97%) reflète la qualité exceptionnelle de la lumière blanche, pour une très bonne distinction des tissus et la reproduction de toutes les couleurs visibles, de manière naturelle et précise.

Conception ergonomique

La forme circulaire de la coupole et la poignée dans la partie inférieure facilitent le positionnement exact. Les formes épurées et souples facilitent l'hygiène et le nettoyage.

Intensité lumineuse réglable et gradable

Made in Spain.

Spécifications Techniques:

- Source lumineuse LED 12W
- Rendu chromatique > 97%
- Intensité lumineuse à 50 cm 65 000 lux
- Durée de la lampe 50 000 heures
- Intensité lumineuse réglable
- Température de couleur 4 500 °K
- Longueur du bras 90 cm
- Couleur Blanc

Standard accessories: