

Réf. : 1000020589/
1000020590/1000020591/1000020592
1000020593/1000020594/1000020595/
1000022974/1000022975



Lot n°

Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU – Taille XS à 6XL

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients



Description produit:

- Pyjama en SMS, traitement antistatique
- A usage unique, non-stérile
- Tunique manches courtes, encolure V, 3 poches plaquées
- Pantalon droit avec lien coulissant à la ceinture
- Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Réf. : 1000020589/
 1000020590/1000020591/1000020592
 1000020593/1000020594/1000020595/
 1000022974/1000022975



Lot n°

Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU – Taille XS à 6XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Taille	Dimensions		Matière	Coloris
		Tunique	Pantalon		
1000020589	XS	Hauteur = 70 cm Largeur = 52 cm	Hauteur = 102 cm Largeur = 47 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 35 gr/m ² (+/-2)	Bleu
1000020590	S	Hauteur = 72 cm Largeur = 55 cm	Hauteur = 104 cm Largeur = 50 cm		
1000020591	M	Hauteur = 74 cm Largeur = 58 cm	Hauteur = 107 cm Largeur = 53 cm		
1000020592	L	Hauteur = 76 cm Largeur = 61 cm	Hauteur = 109 cm Largeur = 56 cm		
1000020593	XL	Hauteur = 78 cm Largeur = 64 cm	Hauteur = 111 cm Largeur = 59 cm		
1000020594	XXL	Hauteur = 80 cm Largeur = 67 cm	Hauteur = 113 cm Largeur = 62 cm		
1000020595	3XL	Hauteur = 82 cm Largeur = 72 cm	Hauteur = 116 cm Largeur = 66 cm		
1000022974	4XL	Hauteur = 84 cm Largeur = 77 cm	Hauteur = 119 cm Largeur = 70 cm		
1000022975	6XL	Hauteur = 88 cm Largeur = 87 cm	Hauteur = 124 cm Largeur = 78 cm		



Réf. : 1000020589/
1000020590/1000020591/1000020592
1000020593/1000020594/1000020595/
1000022974/1000022975



Lot n°

Pyjama de chirurgien SMS coloris BLEU – Taille XS à 6XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Références		Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Stockage	
1000020589/1000020590 1000020591/1000020592 1000020593/1000020594 1000020595 /1000022974 1000022975		50	1/ 50	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.	
Marquage CE		Fabrication	Durée de vie		
Oui		Maroc	5 ans		
Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Cartons / Palette
1000020589	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901329862 Carton:: 3700901329862	36
1000020590	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901300236 Carton:: 3700901329879	36
1000020591	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet:3700901300229 Carton: 3700901329886	36
1000020592	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 34 cm	Sachet: 3700901300212 Carton: 3700901329893	36
1000020593	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 37 cm	Sachet: 3700901300205 Carton: 3700901329909	30
1000020594	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 39 cm	Sachet: 3700901300199 Carton: 3700901329916	30
1000020595	97 g	4,850 kg	50 x 30 x 40 cm	Sachet: 3700901300182 Carton: 3700901329923	30
1000022974	131 g	6,500 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901306627 Carton:: 3700901329879	24
1000022975	141 g	6,950 kg	60 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901306580 Carton:: 3700901329879	24

