

Pyjama de chirurgien SMS coloris Bordeaux – Taille XS à XXXL

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Classic



Description produit:

- Pyjama en SMS, traitement antistatique
- A usage unique, non-stérile
- Tunique manches courtes, encolure V, 3 poches plaquées
- Pantalon droit avec lien coulissant à la ceinture
- Coloris disponibles: Bordeaux, bleu, vert, parme, rose
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimal pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Pyjama de chirurgien SMS coloris Bordeaux – Taille XS à XXXL

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Dimensions		Matière	Coloris
	Tunique	Pantalon		
1000020353	Hauteur = 68 cm Largeur = 51 cm	Hauteur = 104 cm Largeur = 48 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 38 gr/m ² (+/-2)	Bordeaux
1000020354	Hauteur = 71 cm Largeur = 54 cm	Hauteur = 105 cm Largeur = 51 cm		
1000020355	Hauteur = 74 cm Largeur = 57 cm	Hauteur = 106 cm Largeur = 53 cm		
1000020356	Hauteur = 76 cm Largeur = 61 cm	Hauteur = 108 cm Largeur = 57 cm		
1000020357	Hauteur = 78 cm Largeur = 63 cm	Hauteur = 112 cm Largeur = 61 cm		
1000020358	Hauteur = 82 cm Largeur = 68 cm	Hauteur = 117 cm Largeur = 65 cm		
1000020359	Hauteur = 82 cm Largeur = 77 cm	Hauteur = 121 cm Largeur = 72 cm		

Pyjama de chirurgien SMS coloris Bordeaux – Taille XS à XXXL

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Stockage
1000020353 1000020354 1000020355 1000020356 1000020357 1000020358 1000020359	50	1 / 50	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Oui	Chine	5 ans	

Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Cartons / Palette
1000020353	92 g	4,6 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901300328 Carton: 3700901329770	36
1000020354	100 g	5 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901300311 Carton: 3700901329787	36
1000020355	110 g	5,5 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901300304 Carton: 3700901329794	36
1000020356	118 g	5,9 kg	50 x 30 x 34 cm	Sachet: 3700901300298 Carton: 3700901329800	30
1000020357	130 g	6,5 kg	50 x 30 x 37 cm	Sachet: 3700901300281 Carton: 3700901329817	30
1000020358	146 g	7,3 kg	50 x 30 x 39 cm	Sachet: 3700901300274 Carton: 3700901329824	30
1000020359	162 g	8,1 kg	50 x 30 x 40 cm	Sachet: 3700901300267 Carton: 3700901329831	30



Pyjama de chirurgien SMS coloris Bordeaux – Taille XS à XXXL

PROTECTION DE LA PERSONNE

VISUELS COMPLEMENTAIRES

Encolure	Poche poitrine
	
Poches plaquées	Ceinture coulissante
	