

Pyjama de chirurgien SMS coloris PARME – Taille XS à 3XL

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients

Classic



Description produit:

- Pyjama en SMS, traitement antistatique
- A usage unique, non-stérile
- Tunique manches courtes, encolure V, 3 poches plaquées
- Pantalon droit avec lien coulissant à la ceinture
- Coloris disponibles: parme, bleu, vert, rose et bordeaux
- Conditionnement: Emballage individuel

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimal pour le personnel soignant et les patients, limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



Pyjama de chirurgien SMS coloris PARME – Taille XS à 3XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

Références	Taille	Dimensions		Matière	Coloris
		Tunique	Pantalon		
5311004	XS	Hauteur = 70 cm Largeur = 52 cm	Hauteur = 102 cm Largeur = 47 cm	Non-tissé polypropylène (SMS) 38g/m² (+/-2)	Parme
5311104	S	Hauteur = 72 cm Largeur = 55 cm	Hauteur = 104 cm Largeur = 50 cm		
5311204	M	Hauteur = 74 cm Largeur = 58 cm	Hauteur = 107 cm Largeur = 53 cm		
5311304	L	Hauteur = 76 cm Largeur = 61 cm	Hauteur = 109 cm Largeur = 56 cm		
5311404	XL	Hauteur = 78 cm Largeur = 64 cm	Hauteur = 111 cm Largeur = 59 cm		
5311504	XXL	Hauteur = 80 cm Largeur = 67 cm	Hauteur = 113 cm Largeur = 62 cm		
5311604	3XL	Hauteur = 82 cm Largeur = 72 cm	Hauteur = 116 cm Largeur = 66 cm		

Pyjama de chirurgien SMS coloris PARME – Taille XS à 3XL

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Stockage
5311004 5311104 5311204 5311304 5311404 5311504 5311604	50	1/ 50	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Oui	Myanmar	5 ans	

Références	Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Cartons / Palette
5311004	97 g	4,8 kg	50 x 30 x 33 cm	Sachet: 3700901302506 Carton: 3700901318033	30
5311104	100 g	5 kg	50 x 30 x 32 cm	Sachet: 3700901302469 Carton: 3700901318095	30
5311204	106 g	5,3 kg	50 x 30 x 34 cm	Sachet: 3700901302421 Carton: 3700901318194	30
5311304	115 g	5,7 kg	50 x 30 x 34 cm	Sachet: 3700901302384 Carton: 3700901318293	30
5311404	124 g	6,2 kg	50 x 30 x 38 cm	Sachet: 3700901302346 Carton: 3700901318392	30
5311504	135 g	6,7 kg	50 x 30 x 39 cm	Sachet: 3700901300861 Carton: 3700901318491	30
5311604	150 g	7,5 kg	50 x 30 x 40 cm	Sachet: 3700901300823 Carton: 3700901318583	30

