



GIMA

LAMPE DE WOOD VISTA - sur socle à roulettes

Code: 31197

Catégorie: Lampes de Wood

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit médical

Class: I

NSIS: 1887267

CND: Z120614

EAN13: 8436562860028



Descriptif: LAMPE DE WOOD VISTA 9W - sur socle à roulettes

Lampes permettant de diagnostiquer l'état de la peau, qui apparaît de différentes couleurs sous les rayons ultraviolets. Lentille grossissante en verre poli 10x6 cm - 3 dioptries.

Les lampes fluorescentes ont un spécial tube au néon 9W compact, avec longueur d'onde d'environ 360 nm.

Tension: 220-240 V - 50/60 Hz
Mode d'emploi en GB, FR, IT, ES, PT.

Longueur du bras 45+45 cm
Hauteur chariot 95 cm

Made in Spain.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: