

Bavoir jetable adulte avec liens 70x37cm

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Patients



Description produit:

- Bavoir jetable adulte imperméable et absorbant
- A usage unique, non stérile
- Liens prédécoupés à nouer derrière la nuque
- Poche de récupération réversible
- Coloris : Blanc
- Conditionnement: Sachet distributeur de 100 pièces

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Porté par les patients/résidents, le bavoir protège des taches et éclaboussures, limitant ainsi le risque de contamination croisée.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière		Coloris
1000024752	Longueur = 70 cm Largeur = 37 cm	Couche supérieure (absorbante)	Cellulose <i>Fibres vierges blanchies à l'oxygène (sans chlore)</i> 18 g/m ²	Blanc
		Couche inférieure (imperméable)	Polyéthylène (LDPE) 10 µ	

Bavoir jetable adulte avec liens 70x37cm

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000024752	9	100 / 900	18 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
70 x 37 cm	8 g	39 x 39 x 34 cm	7,75 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 5713571008768 Carton: 5713571008775	Oui	Suède	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

