

Sur-chaussures polypropylène – 38 x 19 cm - Coloris BLEU

PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Personnel
soignant



Patients



Visiteurs



Description produit:

- Sur-chaussures non-tissé polypropylène (PPSB)
 - Chevilles élastiquées
 - Coloris disponibles: Bleu
- Conditionnées en carton distributeur de 500 unités

Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant, les patients, et les visiteurs. Limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Matière	Coloris
1000020803	Longueur = 38 cm Hauteur = 19 cm	Non-tissé polypropylène (PPSB) 38 gr/m ² (+/-5)	Bleu

Sur-chaussures polypropylène – 38 x 19 cm - Coloris BLEU

PROTECTION DE LA PERSONNE

Données mécaniques

Test	Nomes		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1		38	g/m ²	+/-10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	A sec / sens M	68	N	+/-10%
		A sec / sens T	46	N	+/-10%
Allongement	NF EN ISO 9073-3	A sec / sens M	85	%	+/-10%
		A sec / sens T	85	%	+/-10%
Relargage particulaire	NF EN ISO 9073-10	Relargage de peluches et autres particules à l'état sec	≥ 0,5µm:2,5 ≥ 0,3µm:2,1		
	IEST-RP-CC003.3	Comptage de particules libérées pendant le test au tambour KELMKE	≥ 0,5µm:11 ≥ 0,3µm:14		

Données microbiologiques

Évaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006

Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques