

Sur-chaussures antidérapantes – 40 x 16 cm - Coloris BICOLORE



PROTECTION DE LA PERSONNE



Utilisateurs :



Description produit:

- Sur-chaussures antidérapantes (PPSB+PE)
- Chevilles élastiquées
- Coloris disponibles: Bicolore
- Conditionnées en sachets de 400 unités



Domaines d'application:

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD...)
- Une solution optimale pour le personnel soignant, les patients, et les visiteurs. Limite le risque de contamination.
- Idéal également pour préserver l'environnement lorsqu'un haut niveau d'hygiène est exigé.

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)


Références	Dimensions	Matière	Coloris
100020644	Longueur = 40 cm Hauteur = 16 cm	Surchaussures: Non-tissé polypropylène (PPSB) 30gr/m ² (+/2) + Semelles: Polyéthylène (PE) 60µm	Blanc/Bleu



Sur-chaussures antidérapantes – 40 x 16 cm - Coloris BICOLORE

PROTECTION DE LA PERSONNE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Sachet / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000020644	1	400 / 400	30 cartons
Dimensions produit	Poids produit (brut)	Dimensions carton	Poids carton (brut)
-	7,3 g	40 x 40 x 37,5 cm	3,6 kg
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Carton: 3700381511047	Oui	France 	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Données mécaniques

Test	Nomes		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1		30	g/m ²	+/-10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	A sec / sens M	40	N	+/-10%
		A sec / sens T	28	N	+/-10%
Allongement	NF EN ISO 9073-3	A sec / sens M	85	%	+/-10%
		A sec / sens T	85	%	+/-10%

Données microbiologiques

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques

