

# Drap de brancard

## PROTECTION LITERIE

### PERFORMANCE



- MATIERE: draps en polypropylène léger et respirant
- CONFORT: permet d'éviter l'électricité statique
- PRACTICITE: pourvu d'un élastique sans latex tout autour du drap
- HYGIENE: draps emballés individuellement

### USAGES

- UTILISATION: draps destinés à la protection des matelas de brancard



## DONNEES TECHNIQUES

<b>Matière</b>	100% Polypropylène	<b>Coloris</b>	Bleu foncé
<b>Dimensions</b>	78 x 210 cm	<b>Stockage</b>	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

## DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Pays d'origine
100	1 / 100	Chine

### PRODUIT ASSOCIÉ



**Draps de transfert –**  
**150 x 220 cm**  
**Réf: 53037**



**Abena-Frantex SA**  
 5 rue Thomas Edison  
 60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

