

Protège-drap – Abri-Bed 80 x 175 cm

PROTECTION LITERIE



PERFORMANCE

- **MATIERE:** protège drap en laminé avec une face imperméable en PE et une face absorbante en cellulose blanchie
- **PRACTICITÉ:** produit plastifié avec barrières intégrées protégeant le matelas contre les fuites

USAGES

- **UTILISATION:** protège-drap destiné à la protection des lits, tables d'opération, brancards...
- **Produit à usage unique**

2 plis

Fabrication
Européenne

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Cellulose + PE	Coloris	Bleu clair
Dimensions	80 x 175 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

DONNEES LOGISTIQUES

GENCODE	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
7331246001968	4	25 / 100	30
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation	Pays d'origine
5,6 kg	48 x 29 x 20 cm	5 rangées de 6 cartons	Suède

PRODUIT ASSOCIÉ



**Lingettes imprégnées sans
parfum**
Réf: 6595



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Protège-drap – Abri-Bed 80 x 210 cm

PROTECTION LITERIE



PERFORMANCE

- **MATIERE:** protège drap en laminé avec une face imperméable en PE et une face absorbante en cellulose blanchie
- **PRACTICITÉ:** produit plastifié protégeant le matelas contre les fuites

USAGES

- **UTILISATION:** protège-drap destiné à la protection des lits, tables d'opération, brancards...
- **Produit à usage unique**



Fabrication
Européenne

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Cellulose + PE	Coloris	Bleu clair
Dimensions	80 x 210 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

DONNEES LOGISTIQUES

GENCODE	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
7331246001975	4	25 / 100	30
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation	Pays d'origine
6,8 kg	54 x 29 x 20 cm	5 rangées de 6 cartons	Suède

PRODUIT ASSOCIÉ



Taie d'oreiller 65x65+10cm
Réf: 53052-02



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Protège-drap renforcé – Abri-Bed light 80 x 170 cm

PROTECTION LITERIE

PERFORMANCE

- **MATIERE:** protège drap en laminé avec une face imperméable en PE et 2 couches absorbantes en cellulose blanchie
- **PRACTICITÉ:** produit plastifié protégeant le matelas contre les fuites
- **RENFORT:** Protège drap muni de fils de renfort

USAGES

- **UTILISATION:** protège-drap destiné à la protection des lits, tables d'opération, brancards...
- **Produit à usage unique**



Fabrication
Européenne

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Cellulose + PE	Coloris	Blanc
Dimensions	80 x 170 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

DONNEES LOGISTIQUES

GENCODE	Sachets / carton	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
7331246002057	4	25 / 100	24
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation	Pays d'origine
6,95 kg	48 x 29 x 23,5 cm	4 rangées de 6 cartons	Suède

PRODUIT ASSOCIÉ



Taie d'oreiller 65x65+10cm
Réf: 53052-02



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Protège-drap avec fils de renfort *Abri-Bed Light* - 80x210 cm - 650 ml

PROTECTION LITERIE



3 plis



Utilisateurs :

Patients



Fabrication
Européenne

Testé dermato-logiquement
Produits sans risque
d'irritation

Label FSC
Cellulose provenant
de forêts
responsables



Description produit:



- Destinée à la protection des lits et tables d'examen.
- Optimal contre les fuites (2 surfaces absorbantes en cellulose blanchie et un voile externe imperméable, des barrières anti-fuites).
- Les fils de renfort (au nombre de 48) rendent le protège-drap très résistant, ce qui facilite le repositionnement des utilisateurs dans le lit.
- Utilisation de protège-draps jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène.

Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Coloris	Matière	Absorption (ml)
246672	80 x 210 cm	Blanc	Cellulose (2 x 18 g/m ²) + Polyéthylène (12µ)	650

Protège-drap avec fils de renfort *Abri-Bed Light* - 80x210 cm - 650 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
246672	25	4 / 100	24 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
54 x 29 x 23,5 cm	9,2 kg	4 rangées de 6 cartons	Sachet: 5703538212888 Carton: 7331246002064
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Oui	Suède	5 ans	
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Taie d'oreiller 65 x 65 cm + 10

Réf: 1000018195



Protège-drap *Abri-Bed Super Soft* – 80x170 cm – 800 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :

CE

Patients

Fabrication
Européenne

Testé dermato-logiquement
Produits sans risque
d'irritation



MD



Description produit:

- Destinée à la protection des lits et tables d'examen
- Optimal contre les fuites (une surface absorbante et un dos imperméable, des barrières anti-fuites)
- Fabriqué dans une matière extra-douce et très absorbante pour un confort accru de l'utilisateur
- Utilisation de protège-draps jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène

Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)

Références	Dimensions	Coloris	Matière	Absorption (ml)
246721	80 x 170 cm	Blanc	Airlaid + Polyéthylène	800

Protège-drap *Abri-Bed Super Soft* - 80x170 cm - 800 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
246721	34	2 / 68	12 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Plan de palettisation	Code GTIN
45 x 29 x 39,5 cm	6,6 kg	2 rangées de 6 cartons	Carton: 7331246001999
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie	
Oui	Suède	5 ans	
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Gant de toilette 15 x 22,5 cm

Réf: 491930



Protège-drap – Abri-Bed 80 x 140 cm

PROTECTION LITERIE



PERFORMANCE

- **MATIERE:** protège drap laminé avec une face imperméable en PE et une face absorbante en airlaid
- **PRACTICITÉ:** produit plastifié protégeant le matelas contre les fuites

USAGE

- **UTILISATION:** protège-drap destiné à la protection des lits, tables d'opération, brancards...
- **Produit à usage unique**



Fabrication
Européenne



2 plis

DONNEES TECHNIQUES

Matière	Airlaid + PE	Coloris	Blanc
Dimensions	80 x 220 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur

DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton		Unités : sachet / carton		Cartons / palette	
1		50 / 50		16	
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation		Pays d'origine	
6,3 kg	60 x 40 x 22 cm	4 rangées de 4 cartons		Suède	

PRODUIT ASSOCIÉ



Taie d'oreiller 65x65+10cm
Réf: 53052-02



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Alèse Abri-Soft Premium - 100x220 cm - 4500 ml

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :
Patients

ABRI-SOFT



Testé dermatologiquement
Produits sans risque d'irritation



Description produit:

- Destinée à la protection des lits
- Solution adaptée pour la protection des équipements au bloc opératoire
- Peut être utilisée pour les actes de soins ne nécessitant pas de stérilisation
- Feuille extérieure imperméable avec quatre bordures collées offrant une protection supplémentaire
- Produit respirant assurant un confort maximal aux utilisateurs
- Peut transférer un patient jusqu'à 150 kg

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- Norme NF EN 1865-1

Références	Couleur	Dimensions	Matière	Absorption (ml)
254126	Blanc	100 x 220 cm (50x180 cm pour le matelas absorbant)	Fluff + Non Tissé + PE + SAP + cellulose	4500

! Produit blanchi sans chlore, sans phtalates, sans perturbateur endocrinien



Alèse Abri-Soft *Premium* - 100x220 cm - 4500 ml

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette
254126	10	2 / 20	24 cartons
Dimensions carton	Poids produit (g)	Poids carton (brut)	Plan de palettisation
41 x 39,5 x 27 cm	272	5,8 kg	6 rangées de 4 cartons
Code GTIN	Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Sachet: 5703538300059 Carton: 5703538299957	Oui	Chine	5 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Format de soins 40x40 cm

Réf: 519040



Protège-drap – Abri-Bed 80 x 170 cm - 390 ml

PROTECTION LITERIE

PERFORMANCES

- Protège-drap 2 plis: avec une face imperméable (en contact avec le lit) et une face absorbante (en contact avec le patient)
- Doté de barrières anti fuites à chaque extrémité, protégeant ainsi le matelas contre les fuites
- Composé de 8 fils de renfort rendant le produit plus résistant, à privilégier pour les personnes agitées

USAGES

- Protège-drap destiné à la protection des lits, tables d'opération et brancards
- Produit à usage unique

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)



DONNEES TECHNIQUES

Matière	Cellulose + Polyéthylène + Polyester (fils de renfort)	Coloris	Blanc
Dimensions	80 x 170 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur
Durée limite d'utilisation (avant ouverture)	5 ans	Grammage	Cellulose: 35 g/m ² Polyéthylène: 13μ

DONNEES LOGISTIQUES

Code EAN carton	Code EAN sachet	Unités / sachet	Unités / carton	Cartons / palette 45
5703538451676	5703538451652	25	100	
Poids du carton brut	Dimensions carton (L x l x H)	Plan de palettisation	Pays d'origine	
6,6 kg	44,5 x 22,5 x 19,5 cm	3 rangées de 15 cartons	Chine	





Réf. 1999915571



Protège-draps, ABENA Protective Sheet, 2 épaisseurs, 140x80cm, light blue, PE/papier

- ✓ Haute capacité d'absorption
- ✓ Sérénité et protection 24 heures sur 24
- ✓ Matériau doux et confortable



Description du produit

Le protège-drap ABENA est principalement utilisé pour la protection des lits et des tables d'examen afin de garantir la tranquillité d'esprit de l'utilisateur dans toutes situations. Le drap à usage unique a une surface absorbante et un dos imperméable, qui, combinés aux côtés scellés, lui permettent de fournir une protection optimale contre les fuites. En plus de contribuer à assurer une tranquillité d'esprit en position assise ou allongée, l'utilisation de protège-draps permet également de réduire les risques de contamination. Le drap assure une hygiène accrue. Les protège-draps ABENA sont disponibles en différentes tailles.



Caractéristiques

Nom de la base	Protège-draps
Marque	ABENA
Sous-marque	Protective Sheet
Sous-couleur	Bleu ciel
Usage unique ou multiple	Usage unique
Matériau	PE, papier
Longueur/profondeur	140 cm
Largeur	80 cm
Tolérance	+/- 3 cm
Nombre de couches	2 épaisseurs
Absorption Rothwell	225 ml
Certificats	UKCA, CE, MD
Classe CE	Class I
Normes de produit ou de test	ISO 11948-1
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Stockage au sec, à température ambiante et sans exposition au soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales. Si une contamination est suspectée, le produit doit être éliminé en tant que déchet à risques infectieux.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

Instructions d'utilisation / d'application

Assurez-vous que le protège-drap est placé sur le lit ou la chaise avec l'enveloppe externe orientée côté extérieur. Vérifiez que le drap est parfaitement étalé et lissé pour éliminer les plis. Le drap peut être jeté avec les déchets ménagers.

Conditionnement

Unité	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	EAN
Carton	100 pcs	38 cm	23 cm	21 cm	5713571007181
Sachet	25 pcs				5713571007174
Palette	7000 pcs (70 cartons)				




Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



Produit à usage unique.





Réf. 1999915573



Protège-draps, ABENA Protective Sheet, 2 épaisseurs, 210x80cm, light blue, PE/papier

- ✓ Haute capacité d'absorption
- ✓ Sérénité et protection 24 heures sur 24
- ✓ Matériau doux et confortable



Description du produit

~~Le protège-drap ABENA est principalement utilisé pour la protection des lits, brancards, et des tables d'examen afin de garantir la tranquillité d'esprit de l'utilisateur dans toutes situations. Le drap à usage unique a une surface absorbante et un dos imperméable, qui, combinés aux côtés scellés, lui permettent de fournir une protection optimale contre les fuites. En plus de contribuer à assurer une tranquillité d'esprit en position assise ou allongée, l'utilisation de protège-draps permet également de réduire les risques de contamination. Le drap assure une hygiène accrue. Les protège-draps ABENA sont disponibles en différentes tailles.~~



Caractéristiques

Nom de la base	Protège-draps
Marque	ABENA
Sous-marque	Protective Sheet
Sous-couleur	Bleu ciel
Usage unique ou multiple	Usage unique
Matériau	PE, papier
Longueur/profondeur	210 cm
Largeur	80 cm
Tolérance	+/- 3 cm
Nombre de couches	2 épaisseurs
Absorption Rothwell	300 ml
Certificats	CE, MD
Classe CE	Class I
Normes de produit ou de test	ISO 11948-1
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Stockage au sec, à température ambiante et sans exposition au soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales. Si une contamination est suspectée, le produit doit être éliminé en tant que déchet à risques infectieux.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

Instructions d'utilisation / d'application

Assurez-vous que le protège-drap est placé sur le lit ou la chaise avec l'enveloppe externe orientée côté extérieur. Vérifiez que le drap est parfaitement étalé et lissé pour éliminer les plis. Le drap peut être jeté avec les déchets ménagers.

Conditionnement

Unité	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	EAN
Carton	100 pcs	55.6 cm	24.2 cm	19.8 cm	5713571007228
Sachet	25 pcs				5713571007211
Palette	5600 pcs (56 cartons)				




Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



Produit à usage unique.





Réf. 1999915576

Protège-draps avec fils de renfort, ABENA Protective Sheet Reinforced, 2 épaisseurs, 210x80cm, Blanche, PE/ papier

- ✓ Haute capacité d'absorption
- ✓ Sérénité et protection 24 heures sur 24
- ✓ Matériau doux et confortable



Description du produit

Nous proposons un large choix de protège-draps et d'alèses de haute qualité. Nos protège-draps renforcés ABENA sont principalement utilisés pour protéger les lits et les tables d'examen, mais peuvent également être utilisés pour d'autres procédures non stériles. Notre objectif est que l'utilisateur bénéficie d'une tranquillité d'esprit en toutes situations. Le drap de lit est particulièrement adapté aux utilisateurs incontinents qui souhaitent une protection supplémentaire mais discrète. Le protège-drap a une surface absorbante et un dos imperméable, et les côtés scellés offrent une protection optimale contre les fuites. L'utilisation de draps de protection jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène. Les protège-draps ABENA sont disponibles en différentes tailles, afin que vous soyez sûr de trouver un produit adapté à vos besoins.



Caractéristiques

Nom de la base	Protège-draps avec fils de renfort
Marque	ABENA
Sous-marque	Protective Sheet Reinforced
Couleur	Blanche
Caractéristiques	Renforcé
Usage unique ou multiple	Usage unique
Matériau	PE, papier
Longueur/profondeur	210 cm
Largeur	80 cm
Tolérance	+/- 3 cm
Nombre de couches	2 épaisseurs
Absorption Rothwell	310 ml
Certificats	CE, MD
Classe CE	Class I
Normes de produit ou de test	ISO 11948-1
Directives, réglementations et lois	MDR (EU) 2017/745
En raison de la composition du produit, sa date de péremption est à compter de la date de production:	5 ans
Instructions de stockage	Stockage au sec, à température ambiante et sans exposition au soleil.
Instructions d'élimination du produit	Peut être éliminé avec les ordures ménagères ou trié conformément aux consignes locales. Si une contamination est suspectée, le produit doit être éliminé en tant que déchet à risques infectieux.
Instructions d'élimination de l'emballage	Peut être recyclé ou incinéré.

Conditionnement

Unité	Contient	Longueur	Largeur	Hauteur	EAN
Carton	100 pcs	56 cm	24.2 cm	23.2 cm	5713571007280
Sachet	25 pcs				5713571007273
Palette	5600 pcs (56 cartons)				



Les produits portant le label MD font partie des dispositifs médicaux.



Le marquage CE garantit qu'un produit est sûr à utiliser et respecte toutes les mesures de sécurité. CE signifie Conformité Européenne (European Conformity). Ce marquage est principalement présent sur les équipements électroniques, les équipements de sécurité, les produits de construction et les dispositifs médicaux.



Produit à usage unique.

