

Plateau « CareTainer 65 » jetable

HYGIENE

- **FONCTION** : Préparation de plateaux d'instruments. Peut recevoir tous types de déchets.
- **CONFORT** : Prêts à l'utilisation, peu encombrants et facilement empilables, légers et biodégradables.

■ **NORME PAS 29 : 1999**: Certifie que le produit reste étanche pendant plus de 4 heures. .

■ **STERILISATION EN AUTOCLAVE** : conserve son étanchéité et ne se déforme pas en autoclave. Cependant, la stérilité à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature de sa composition (fibres de cellulose).



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions plateau	Composition	Ref du fabricant
Blanc	185 x 90 x 22 mm	Fibres de cellulose	CareTainer 65

DONNEES LOGISTIQUES

Unités: sachet / carton	Palette de 2,32 m de hauteur	Dim carton
155 unités par sachet 8 sachets par carton 1240 unités par carton	18 cartons/palette 22 300 unités/palette	67,6 X 37,6 X 36,3 cm



Abena-Frantex SA

5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com



Plateau « CareTainer 73 » jetable

HYGIENE



- **FONCTION** : Préparation de plateaux d'instruments. Peut recevoir tous types de déchets.
- **CONFORT** : Prêts à l'utilisation, peu encombrants et facilement empilables, légers et biodégradables.
- **NORME PAS 29 : 1999**: Certifie que le produit reste étanche pendant plus de 4 heures.
- **STERILISATION EN AUTOCLAVE** : conserve son étanchéité et ne se déforme pas en autoclave. Cependant, la stérilité à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature de sa composition (fibres de cellulose).

Fabrication
Européenne

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions plateau	Composition
Blanc	225 x 136 x 22 mm	Fibres de cellulose

DONNEES LOGISTIQUES

Unités: sachet / carton	Palette de 2,43 m de hauteur	Dim carton
105 unités par sachet 8 sachets par carton 840 unités par carton	20 cartons/palette 22 300 unités/palette	57,6 X 39,6 X 45,6 cm



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Plateau « CareTainer 75 » jetable

HYGIENE

- FONCTION : Préparation de plateaux d'instruments. Peut recevoir tous types de déchets.
- CONFORT : Prêts à l'utilisation, peu encombrants et facilement empilables, légers et biodégradables.
- NORME PAS 29 : 1999: Certifie que le produit reste étanche pendant plus de 4 heures.
- STERILISATION EN AUTOCLAVE : conserve son étanchéité et ne se déforme pas en autoclave. Cependant, la stérilité à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature de sa composition (fibres de cellulose).
- CERTIFICATION FSC : pour une gestion durable des forêts



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions plateau	Composition
Blanc	260 x 135 x 22 mm	Fibres de cellulose

DONNEES LOGISTIQUES

Unités: sachet / carton	Palette 80 x 120 x 1410 cm	Dim carton
510 unités par carton	12 cartons/palette soit 6 120 unités/palette	76,6 X 27 X 41,6 cm UDI-DI: 4260676590069



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Grand Plateau jetable

HYGIENE

- **FONCTION:** Préparation de plateaux d'instruments. Peut recevoir tous types de déchets.
- **CONFORT:** Prêts à l'utilisation, peu encombrants et facilement empilables, légers.
- **STERILISATION EN AUTOCLAVE :** conserve son étanchéité et ne se déforme pas en autoclave. Cependant, la stérilité à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature même de la composition (fibres de cellulose).



DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions	Composition
Gris	313 x 236 x 25 mm	Fibres de cellulose

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / cartons	Cartons / palette	Unités/palette
250	16	4000
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Pays d'origine
14,4 kg	47,5 x 49 x 33,5 cm	Chine

Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Bassin réniforme blanc (ex Medibowl 300)

HYGIENE



- **FONCTION:** collecte les déchets et les transportent de façon provisoire. Recueille les fluides corporels et pansements souillés
- **CONFORT:** Maniement simple et rationnel, immédiatement prêts à l'utilisation, peu encombrant et facilement empilable, léger.
- Conserve ses propriétés physiques et son imperméabilité après passage à l'étuve. Cependant, la stérilité à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature même de la composition (fibres de cellulose).

■ **BRITISH RETAIL CONSORTIUM:** Certifie que le produit reste étanche pendant plus de 4 heures.

■ **DISPOSITIFS MEDICAUX:** Conforme à la norme 93/42/CEE



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions	Composition	Norme CE
Blanc	14 x 25 x 4,5 cm	Fibres de cellulose moulées blanchies	Classe 1

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / carton		Cartons / palettes	Unités / palette de 1,70 m
300		40	12 000 pcs
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Poids unitaire	Pays d'origine
6,9 kg	398 x 603 x 260 mm	19 g	Allemagne



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Urinal Homme jetable

HYGIENE

- **FONCTION** : Usage unique : recueil des urines de l'homme en position debout ou semi-allongée si nécessaire.
- **CONFORT** : Maniement simple, prêt à l'utilisation pour le patient
- **MODE D'EMPLOI** : Prendre un urinal et le positionner sur la verge. Après usage, vider le contenu dans les toilettes.
- **ELIMINATION** : L'urinal s'élimine intégralement en macérateur. Produit étanche sur une période de 4 h mini. Passé ce délai, vider/détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite



Fabrication
Européenne



DONNEES TECHNIQUES

Couleur	Dim (L X l X h)	Composition	Poids	Contenance	Norme CE
Gris	260 x 100 x 130 mm diamètre ouverture = 55 mm	Fibres cellulose moulées (épaisseur 1,15 mm)	45 g	875 ml	Dispositifs de Classe 1 (directive 93/42/CEE)

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / carton	Dim carton (L x l x h)	Poids carton	Pays d'origine
100	945 X 255 X 885 mm	5 kg	France
Unités / palette	Cartons / palette de 1,70 m		
300	3		

PRODUIT COMPLEMENTAIRE UTILE



Abri bag Tampon absorbant Réf 100001839

Placé au fond de l'urinal, ce tampon neutralise les mauvaises odeurs (en se gélifiant) et évite les risques liés à la manipulation des liquides (renversement, éclaboussures...)



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com



Bassin réniforme gris CarePulp

HYGIENE



- **FONCTIONS** : Collecte des déchets. Transport des instruments de façon provisoire. Recueil des fluides corporels et pansements souillés
- **CONFORT** : Maniement simple et rationnel, immédiatement prêts à l'utilisation, peu encombrants et facilement empilables, légers.
- Conserve ses propriétés physiques et son imperméabilité après passage à l'étuve. Cependant, la stérilité du bassin à la sortie de l'étuve ne peut être garantie en raison de la nature même de sa composition (fibres de cellulose).
- **NORME PAS 29:1999** : Certifie que le produit reste étanche pendant plus de 4 heures.
- **DISPOSITIFS MEDICAUX** : Conforme au règlement 2017/745/CE



Fabrication Française



DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Dimensions	Composition	Norme MD
Gris	15 x 25 x 4,5 cm Contenance 750 ml	Fibres de cellulose moulées certifiées FSC	Dispositif médical Classe 1

DONNEES LOGISTIQUES

UDI DI		Unités/ carton	Carton / palette 800 x 1200 x 1450mm
3760305020147		320	20 cartons (6400 pcs)
Poids carton	Dimensions carton (L x l x H)	Poids unitaire	Pays d'origine
7 kg	590 x 401 x 255 mm	22 g	France



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

