

Gant de toilette airlaid et PE

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCES

- **MATIERE:** produit composé d'une couche d'airlaid et d'une couche de PE à l'intérieur qui le rendent doux et absorbant
- S'ajuste parfaitement sur la main
- Résiste à l'état humide comme à l'état sec

USAGES

- **UTILISATION:** préconisé pour la toilette du patient
- Produit à usage unique
- Absorption: 621%



Testé dermatologiquement
Produits sans risque
d'irritation

DONNEES TECHNIQUES

Composition	Airlaid + Polyéthylène (PE)	Couleur	Airlaid (blanc) + PE (bleu)
Dimensions	16x23 cm	Grammage	50 g/m ² (airlaid) + 15 g/m ² (PE)
Stockage	A conserver dans un local sec, à l'abri de la chaleur		

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989
 Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989
 Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003
 Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / sachet		Unités / carton		Cartons / palette
50		1000		54
Poids net du carton	Dimensions du carton	Plan de palettisation		Origine
5,7 kg	40x 40 x 24 cm	9 rangées de 6 cartons		Chine



Gant de toilette molletonné

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCES

- **MATIERE:** produit molletonné très doux offrant une sensation textile
- Coutu par ultrason aux extrémités
- **RESISTANCE:** résiste à l'état humide comme à l'état sec
- **CONFORT:** s'ajuste parfaitement sur la main, avec ouverture décalée pour faciliter l'entrée de la main
- **ABSORPTION:** 563%

USAGES

- Préconisé pour des tâches simples d'hygiène jusqu'à la toilette entière du patient
- Produit à usage unique



DONNEES TECHNIQUES

Matière	90% polyester + 10% polypropylène	Coloris	Blanc
Dimensions	15 x 22,5 cm	Grammage	75 g/m ² (+/- 5)
Stockage	A conserver dans un local sec, à l'abri de la chaleur		

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités / sachet	Unités / carton	Carton / palette	Dimensions carton (LxIxH)	Pays d'origine
15	50	750	49	46x23x24,5 cm	Chine

PRODUIT ASSOCIÉ



Drap de bain 80x120 cm

Réf : 1000018111

Gant de toilette molletonné 16,5x23 cm

ESSUYAGE CORPOREL



Utilisateurs :



Patients



Description produit:

- Gant de toilette très doux offrant une sensation textile
- Possède un excellent pouvoir absorbant et résistant
- Ouverture en décalé, permet de l'enfiler facilement
- Avant d'utiliser le gant de toilette, enfiler un gant en nitrile en dessous permet généralement de protéger les mains des bactéries et des virus
- Produit à usage unique
- Scellé par ultrasons
- Sachets sous vide
- Absorption: 491%

Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris
1000003773	16,5 x 23 cm	80 % polyester + 20% viscose	80 g/m ² (+/-5)	Blanc

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000003773	50	20 / 1000	24 cartons
Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN
6 g	6 kg	47 x 34 x 20 cm	Sachet: 5703538380938 Carton: 5703538380945
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		



Gant de toilette molletonné

ESSUYAGE CORPOREL



Utilisateurs :



Patients

Description produit:

Gant de toilette très doux, possède un excellent pouvoir absorbant et résistant
Ouverture en décalé, permet de l'enfiler facilement

Avant d'utiliser le gant de toilette, enfiler un gant en nitrile en dessous permet
généralement de protéger les mains des bactéries et des virus

Produit à usage unique

Scellé par ultrasons

Absorption: 520%



Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris
1000019376	16 x 23 cm	90% polyester + 10% polypropylène	80 g/m ² (+/-5)	Blanc

NORMES

Masse surfacique d'un non-tissé NF EN 29073-1: 1992 ou ISO 9073-1: 1989

Résistance et allongement à la traction d'un non-tissé NF EN 29073-3: 1992 ou ISO 9073-3 : 1989

Capacité d'absorption d'un non-tissé NF EN ISO 9073-6: 2003

Etoffes: détermination de la largeur et de la longueur NF EN 1773: 1997

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000019376	50	20 / 1000	36 cartons
Poids carton (brut)	Dimensions carton	Code GTIN	Origine
6 kg	40 x 40 x 30 cm	Sachet: 3700901328711 Carton: 3700901328728	Chine

Produit associé
Coiffe lavante
Réf: 491917



Gants de toilette spunlace embossé

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCES

- Produit en matière non tissé (viscose + polyester) très doux (offrant une sensation textile) et souple
- Absorbe l'eau facilement (<2 secondes) et rapidement (900%)
- Ne peluche pas
- Conserve les salissures (permis par l'embossage)
- Bonne prise en mains

USAGES

- Préconisé pour la toilette du patient
- Produit à usage unique



DONNEES TECHNIQUES

Dimensions	15 x 21 cm	Couleur	Blanc
Composition	Spunlace: 20% viscose + 80 % polyester		

DONNEES LOGISTIQUES

Unités / sachet		Unités / carton	Cartons / palette
50 / 20		1000	36
Poids net du carton	Dimensions du carton	Plan de palettisation	Origine
5 kg	39 x 39 x 30 cm	6 rangées de 6 cartons	France

PRODUIT ASSOCIÉ



**Carré d'essuyage en
spuncell lisse 28x38 cm**
Réf : 1000023483



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr



Gant de toilette pré-savonné 16 x 23 cm

ESSUYAGE CORPOREL



Utilisateurs:



Patients



Description produit:

- Gant de toilette très doux, possédant un excellent pouvoir absorbant et résistant
- Ouverture en décalé, permet de l'enfiler facilement
- Avant d'utiliser le gant de toilette, enfiler un gant en nitrile en dessous permet généralement de protéger les mains des bactéries et des virus
- Produit à usage unique
- Scellé par ultrasons
- Deux faces pré-savonnées; à mouiller avant utilisation

Ingédients: Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Glycerin, Citric acid

Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris
1000024528	16 x 23 cm	100 % polyester	75 g/m ² (+/-5)	Blanc

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachets / carton	Cartons / palette	Durée de vie
1000024528	50	20 / 1000	36 cartons	5 ans
Poids produit (brut)	Poids carton (brut)	Dimensions carton	Fabrication	Stockage
5 g	6 kg	40 x 40 x 27 cm	Chine	Ne doit pas être exposé à l'humidité ni au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.