

Réf.:  
1999902086-1999902087-1999902088-  
1999902089-1999902090



Lot n° :

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 200 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE



AQL  
1.5



MD



CAT  
III

**Utilisation :** Nettoyage, soins de santé, manipulation des aliments, laboratoires, manipulation des médicaments, cytostatiques et crèmes hormonales.



### Description produit :

Marque Abena  
Gamme *Classic*  
Non poudré  
Non stérile  
Coloris : Bleu   
Extrémités des doigts micro-texturées  
Bords roulés  
Manipulation des aliments  
Sans latex  
Longueur de la manchette : 240 MM

### Spécificités :

Classe CE : class I  
Marquage CE : Cat III  
AQL : 1,5

**Importation :** Abena A/S, Danemark

**Fabrication :** Chine

### Conforme aux réglementations :

MDR (EU) 2017/745,  
425/2016/EU,  
1935/2004/EU,  
2023/2006/EC

### Normes :

EN 455-1, 2, 3 et 4  
EN ISO 374-1:2016  
EN 16523-1:2015  
EN 374-4:2019  
EN 374-5:2016 VIRUS  
EN ISO 21420:2020  
ASTM D 6978-05

### Durée de conservation

Stockage : 5-40°C.  
Éviter la chaleur, l'humidité, la lumière directe du soleil et l'ozone.  
A conserver 5 ans à partir de la date de production.



Réf.:  
 1999902086-1999902087-1999902088-  
 1999902089-1999902090



Lot n° :

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 200 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Comparatif des tailles :

Référence	Tailles		Largeur (mm)	Epaisseur (+/-5)		Poids unitaire (gr)
				doigts	paume	
1999902086	XS	5-6	75	min. 0,07 mm	min. 0,06 mm	2,9
1999902087	S	6-7	86			3,2
1999902088	M	7-8	95			3,5
1999902089	L	8-9	105			3,8
1999902090	XL	9-10	115			4,1

### Données logistiques :

Référence	Pièces Par boîte	Pièces par carton	Pièces par palette	Cartons par palette	Poids carton (brut)
1999902086	200	2000	72 000	36	2,90 kg
1999902087	200	2000	72 000	36	3,20 kg
1999902088	200	2000	72 000	36	3,50 kg
1999902089	200	2000	72 000	36	3,80 kg
1999902090	200	2000	72 000	36	4,10 kg

### Visuels des boîtes :



XS - 1999902086



S - 1999902087



M - 1999902088



L - 1999902089



XL - 1999902090



## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 200 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Composition du gant :

Produit Chimique	Numéro CAS
Nitrile	9010-81-5
Sulphur	7704-34-9
Zinc oxide	1314-13-2
ZDBC	136-23-2
ZDEC	14324-55-1
Titanium dioxide	13463-67-7
Wingstay-L Antioxydant	68610-51-5
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Hindered Phenolic Antioxydant	27676-62-6
Blue pigment	-
Calcium stearate dispersion	1592-23-0

### Test de perméation aux produits chimiques :

Produit Chimique	Numéro CAS	Temps de pénétration	Niveau
Ammonium hydroxide 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Sodium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min.	6
Formaldehyde 37% (T)	50-00-0	>60 min.	3
N-Heptane (J)	142-82-5	<10 min.	0
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2
Dichloromethane (D)	75-09-2	<5 min.	0
Sulphuric acid 96% (L)	7664-93-9	<5 min.	0
Citric Acid 15%	77-92-9	>480 min.	6
Ethanol 70%	64-17-5	>10 min.	1
Glutaraldehyde 10%	111-30-8	>480 min.	6
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	>10 min.	1
Hydrofluoric Acid 40%	7664-39-3	<10 min.	0
Isopropanol 45%	67-33-0	>30 min.	2
Isopropanol 70%	67-63-0	>30 min.	2
Methanol	67-56-1	<5 min.	0
Peracetic acid 38-40%	79-21-0	>10 min.	1

Test method used: EN16523-1:2015

Cytostatiques	Temps de pénétration	Niveau
Carbustine 3.300 ppm	35 min.	2
Cisplatine 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Fluorouracil – 50.000 ppm	>240 min.	5
Mechlorethamine HCl 1.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm	29,2 min.	1
Vincristine sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5

Test method used: ASTM D 6978-05

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 200 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Produits complémentaires :

#### Support mural gants



#### Support mural gants



- **Pratique** : à visser au mur ou à coller grâce à une bande adhésive.
- **Adaptable** : bras flexibles s'adaptant à toutes les tailles de boîtes et garantissant le maintien parfait de la boîte sur le support.
- **Hygiénique** : armature en acier inoxydable qui peut être désinfectée ou passer à l'autoclave.
- **Multi-usage** : support compatible avec toutes les boîtes de gants ABENA ainsi que les boîtes à mouchoirs (réf 6210) ou les boîtes à tabliers (réf 108059).

Référence	Nombre de boîte(s)	Couleur	Dimensions	Unités par carton	Carton par palette
490251	1 boîte	Argent	197 x 260 mm	45	16
490253	3 boîtes		630 x 260 mm	10	16

Réf.:  
1999905271-1999905272-1999905273-  
1999905274-1999905275



Lot n° :

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE



AQL  
1.5



MD



CAT  
III

**Utilisation :** Nettoyage, soins de santé, manipulation des aliments, laboratoires, manipulation des médicaments, cytostatiques et crèmes hormonales.



### Description produit :

Marque Abena  
Gamme *Classic*  
Non poudré  
Non stérile  
Coloris : Bleu   
Extrémités des doigts micro-texturées  
Bords roulés  
Manipulation des aliments  
Sans latex  
Longueur de la manchette : 240 MM

### Spécificités :

Classe CE : class I  
Marquage CE : Cat III  
AQL : 1,5

**Importation :** Abena A/S, Danemark

**Fabrication :** Chine

### Conforme aux réglementations :

MDR (EU) 2017/745,  
425/2016/EU,  
1935/2004/EU,  
2023/2006/EC

### Normes :

EN 455-1, 2, 3 et 4  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018  
EN 374-2:2015  
EN 16523-1:2015+A1:2018  
EN 374-4:2019  
EN 374-5:2016 VIRUS  
EN ISO 21420:2020  
ASTM D 6978-05

### Durée de conservation

Stockage : 5-40°C.  
Éviter la chaleur,  
l'humidité, la lumière  
directe du soleil et  
l'ozone.  
A conserver 5 ans à  
partir de la date de  
production.



Réf.:  
1999905271-1999905272-1999905273-  
1999905274-1999905275



Lot n° :

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Comparatif des tailles :

Référence	Tailles		Largeur (mm)	Epaisseur (+/-5)		Poids unitaire (gr)
				doigts	paume	
1999905271	XS	5-6	75	min. 0,07 mm	min. 0.06 mm	2,7
1999905272	S	6-7	86			3,0
1999905273	M	7-8	96			3,4
1999905274	L	8-9	107			3,5
1999905275	XL	9-10	115			3,6

### Données logistiques :

Référence	Pièces Par boîte	Pièces par carton	Pièces par palette	Cartons par palette	Poids carton (brut)
1999905271	100	1000	48 000	48	3,8 kg
1999905272	100	1000	48 000	48	4,12 kg
1999905273	100	1000	48 000	48	4,15 kg
1999905274	100	1000	48 000	48	4,15 kg
1999905275	100	1000	48 000	48	4,78 kg

### Visuels des boîtes :



XS - 1999905271



S - 1999905272



M - 1999905273



L - 1999905274



XL - 1999905275



## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Composition du gant :

Produit Chimique	Numéro CAS
Nitrile	9010-81-5
Sulphur	7704-34-9
Zinc oxide	1314-13-2
ZDBC	136-23-2
ZDEC	14324-55-1
Titanium dioxide	13463-67-7
Wingstay-L Antioxydant	68610-51-5
Potassium Hydroxide	1310-58-3
Hindered Phenolic Antioxydant	27676-62-6
Blue pigment	-
Calcium stearate dispersion	1592-23-0

### Test de perméation aux produits chimiques :

Produit Chimique	Numéro CAS	Temps de pénétration	Niveau
Ammonium hydroxide 25% (O)	1336-21-6	<10 min.	0
Sodium hydroxide 40% (K)	1310-73-2	>480 min.	6
Formaldehyde 37% (T)	50-00-0	>60 min.	3
N-Heptane (J)	142-82-5	<10 min.	0
Hydrogen peroxide 30% (P)	7722-84-1	>30 min.	2
Dichloromethane (D)	75-09-2	<5 min.	0
Sulphuric acid 96% (L)	7664-93-9	<5 min.	0
Citric Acid 15%	77-92-9	>480 min.	6
Ethanol 70%	64-17-5	>10 min.	1
Glutaraldehyde 10%	111-30-8	>480 min.	6
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	>10 min.	1
Hydrofluoric Acid 40%	7664-39-3	<10 min.	0
Isopropanol 45%	67-33-0	>30 min.	2
Isopropanol 70%	67-63-0	>30 min.	2
Methanol	67-56-1	<5 min.	0
Peracetic acid 38-40%	79-21-0	>10 min.	1

Test method used: EN16523-1:2015

Cytostatiques	Temps de pénétration	Niveau
Carmustine 3.300 ppm	35 min.	2
Cisplatine 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000 ppm	>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Flourouracil – 50.000 ppm	>240 min.	5
Mechlorethamine HCl 1.000 ppm	>240 min.	5
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin C 500 ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thio-Tepa 10.000 ppm	29,2 min.	1
Vincristine sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5

Test method used: ASTM D 6978-05

## Gants nitrile sans poudre, bleus, par 100 pièces

PROTECTION DE LA PERSONNE

### Produits complémentaires :

#### Support mural gants



#### Support mural gants



- **Pratique** : à visser au mur ou à coller grâce à une bande adhésive.
- **Adaptable** : bras flexibles s'adaptant à toutes les tailles de boîtes et garantissant le maintien parfait de la boîte sur le support.
- **Hygiénique** : armature en acier inoxydable qui peut être désinfectée ou passer à l'autoclave.
- **Multi-usage** : support compatible avec toutes les boîtes de gants ABENA ainsi que les boîtes à mouchoirs (réf 6210) ou les boîtes à tabliers (réf 108059).

Référence	Nombre de boîte(s)	Couleur	Dimensions	Unités par carton	Carton par palette
490251	1 boîte	Argent	197 x 260 mm	45	16
490253	3 boîtes		630 x 260 mm	10	16