

Rouleaux d'examen ouate lisse - 50x35 cm

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Patients

2 plis

Fabrication
Française



Description produit:

- Faits d'une matière absorbante et sont facile à dérouler
- La perforation permet de déchirer le format rapidement et facilement

Usages:

- Pour la protection des fauteuils et tables d'examen
- L'utilisation de rouleaux d'examen jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène



Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique, emballage sous film individuel

Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris	Pliage	Formats
1000018185	50 cm x 52,5 m	100% ouate de cellulose	2x17,5 g/m ² = 35	Blanc	2	150 (50 x 35 cm)



Rouleaux d'examen ouate lisse- 50x35 cm

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018185	1	1 / 12	32 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Code GTIN	Fabrication
39,5 x 30 x 52 cm	12,2 kg	Carton: 3700901324683	France
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Rouleaux d'examen compact 50x35 cm - 300 formats

Réf: 1000025171



Rouleaux d'examen ouate gaufrée – 50x35 cm

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :

2 plis



Fabrication
Française



Patients



Description produit:

- Faits d'une matière absorbante et sont facile à dérouler
- Le gaufrage point à point confère à ce produit un confort d'utilisation optimum et permet de déchirer le format rapidement et facilement

Usages:

- Pour la protection des fauteuils et tables d'examen
- L'utilisation de rouleaux d'examen jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène

Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique, emballage sous film individuel

Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris	Pliage	Formats
1000018190	50 cm x 47 m	100% ouate de cellulose	2x17,5 g/m ² = 35	Blanc	2	135 (50 x35 cm)

Rouleaux d'examen ouate gaufrée – 50x35 cm

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018190	1	1 / 9	30 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Code GTIN	Fabrication
40 x 40 x 53 cm	9 kg	Carton:	France
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Rouleau d'examen 50x35 cm ouate lisse – 150 formats

Réf: 1000018185



Rouleaux d'examen ouate lisse - 75x38 cm

PROTECTION LITERIE



Utilisateurs :



Patients

2 plis

Fabrication
Française



Description produit:

- Faits d'une matière absorbante et sont facile à dérouler
- La perforation permet de déchirer le format rapidement et facilement
- La double épaisseur permet le confort du patient

Usages:

- Pour la protection des fauteuils et tables d'examen extra larges ou utilisation avec débord
- L'utilisation de rouleaux d'examen jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène

Données de Sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie au latex
- Produit à usage unique, emballage sous film individuel

Références	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris	Pliage	Formats
1000018199	75 cm x 57 m	100% ouate de cellulose	2x18g/m ² = 36	Blanc	2	150 (75 x 38 cm)

Rouleaux d'examen ouate lisse - 75x38 cm

PROTECTION LITERIE

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018199	1	1 / 6	20 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Code GTIN	Fabrication
45,5 x 24 x 76 cm	9,7 kg	Carton:	France
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		

Produit associé

Rouleaux d'examen ouate gaufrée - 50x35 cm

Réf: 1000018190



Rouleau Viscose – 75 x 50 m – sans prédécoupe

ROULEAU D'EXAMEN



PERFORMANCES

- A usage unique
- Résistant et absorbant, protège la literie de la sudation, des saignements et autres sécrétions.
- Solution hygiénique et économique.

USAGES

- Conçu pour couvrir les tables de consultations médicales en cabinet ou en milieu hospitalier



Fabrication
Française

DONNEES TECHNIQUES

Dimensions	75 cm x 50 m	Couleur	Bleu
Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur	Composition	Fibres de cellulose + polyester + liant
Grammage	25 g/m ²	Épaisseur	85 µm

DONNEES LOGISTIQUES

Pays d'origine	Unités / carton	Cartons / palette	GTIN carton	Poids brut carton (kg)
France	11	22	3700901305491	10,29

PRODUIT ASSOCIÉ



**Carrés d'essuyage
spuncell gaufré
28x38 cm**

Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise
☎ 03 44 65 68 80
✉ info@abena-frantex.com
@ www.abena-frantex.fr



Rouleaux d'examen ouate lisse - 50x30 cm

PROTECTION LITERIE



2 plis

Fabrication Française

Utilisateurs :



Patients

Matière certifiée



Nouveauté: emballage kraft



Description produit:

- Les draps d'examen sont conçus pour protéger de manière optimale les fauteuils et tables d'examen.
- La matière 100% ouate de cellulose est très absorbante et résistante au déchirement.

Données de sécurité:

- Sans Latex : évite le risque d'allergie
- Produit à usage unique, emballage sous film kraft individuel (réduction considérable des déchets plastiques)

Dimensions	Matière	Coloris	Pli	Grammage	Formats
50 cm x 43,5 m	100% ouate de cellulose	Blanc	2	36 g/m ²	145 (50 x 30 cm)

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unité / sachet	Rouleaux / carton	Cartons / palette
1000024375	1	12	32 cartons
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Code GTIN	Fabrication
40 x 30 x 50 cm	9,8 kg	Carton: 3700901308539	France
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		



Rouleau d'examen ouate lisse - 50x35 cm - 300 formats



Fabrication
Française

Utilisateurs :



Patients



Description produit:

- Fait d'une matière absorbante et facile à dérouler
- La perforation permet de déchirer le format rapidement et facilement
- Présenté en 300 formats - laize de 50 cm et prédécoupe de 35 cm de long
- Tenue des plis solide par 5 moletages

Usages:

- Pour la protection des fauteuils et tables d'examen
- L'utilisation de rouleaux d'examen jetables réduit les risques de contamination et améliore l'hygiène

Référence	Dimensions	Matière	Grammage	Coloris	Plis	Formats
1000025171	50 cm x 105 m	100% ouate de cellulose Aspect lisse	2 x 18 = 36 g/m ²	Blanc	2	300 (50 x 35 cm)

DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unité / sachet	Unités par carton	Cartons / palette
1000025171	1	6	24 cartons (4 rangées de 6 cartons)
Dimensions carton	Poids carton (brut)	Code GTIN	Fabrication
45,5 x 30 x 51,5 cm	12,75 kg	Carton: 3700901309611	France
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		