

# Rouleau d'examen plastifié 50x120cm

## ROULEAU D'EXAMEN



### PERFORMANCES

- **PRATICITÉ:** facile d'utilisation grâce à sa prédécoupe.
- **CONFORT:** le côté plastifié permet une bonne adhérence sur la surface à couvrir.
- **MATIERE:** produit absorbant et imperméable grâce à sa couche plastifiée.

### USAGES

- **UNIQUE:** emballage sous film individuel, garantie d'une hygiène parfaite.
- **UTILISATION:** conçu pour couvrir les tables de consultations médicales en cabinet ou en milieu hospitalier.



2 plis

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	50 cm x 60 m	<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Stockage</b>	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur	<b>Composition</b>	Rouleau plastifié composé de polyéthylène et de cellulose
<b>Formats</b>	50 formats (50 x 120 cm)	<b>Plis</b>	2

## DONNEES LOGISTIQUES

GENCODE	Unités / sachet	Unités / carton	Cartons / palette
8033196355618	1	6	48
Dimensions carton (L x l x H)		Plan de palettisation	Pays d'origine
32 x 22 x 51,5 cm		4 rangées de 12 cartons	Italie

### PRODUIT ASSOCIÉ



**Gants en nitrile**  
**Réf: 290417 (XS)**  
**290418 (S)**  
**290419 (M)**  
**290420 (L)**  
**290421 (XL)**

**Abena-Frantex SA**  
 5 rue Thomas Edison  
 60180 Nogent-sur-Oise  
 ☎ 03 44 65 68 80  
 ✉ info@abena-frantex.com  
 @ www.abena-frantex.fr



## Rouleau d'examen plastifié - 50x38 cm

## PROTECTION DE LA LITERIE



2 plis

Utilisateurs :



Patients



## Description produit:

- Rouleau d'examen résistant et imperméable composé de ouate et de polyéthylène laminé.
- La face en ouate de cellulose est à utiliser côté patient.
- La face imperméable est à mettre en contact avec la surface à recouvrir.

## Usages

- Emballage sous film individuel, garantie d'une hygiène parfaite.
- Conçu pour couvrir les tables de consultations médicales en cabinet ou en milieu hospitalier

## DONNEES TECHNIQUES

Références	Dimensions	Matière	Coloris	Plis	Formats
1000018131	50 cm x 69 m	Ouate de cellulose + polyéthylène	Bleu	2	180 (50 x 38 cm)

## DONNEES LOGISTIQUES

Référence	Unités / sachet	Unités : sachet / carton	Cartons / palette
1000018131	1	1 / 6	48
Dimensions carton (lxLxh)	Poids carton (brut)	Code GTIN (carton)	Fabrication
32 x 22 x 51,5 cm	7,2 kg	8033196355915	Italie
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 40°C.		



# Rouleau d'examen plastifié 75 x 190cm

## ROULEAU D'EXAMEN



### PERFORMANCES

- **PRATICITÉ:** facile d'utilisation grâce à sa prédécoupe
- **CONFORT:** le côté plastifié permet une bonne adhérence sur la surface à couvrir
- **MATIERE:** produit absorbant et imperméable grâce à sa couche plastifiée

### USAGES

- **UNIQUE:** emballage sous film individuel, garantie d'une hygiène parfaite
- **UTILISATION:** conçu pour couvrir les tables de consultations médicales en cabinets ou en milieu hospitalier



2 plis

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	75 cm x 57 m	<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Stockage</b>	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur	<b>Composition</b>	Rouleau plastifié composé de polyéthylène et de cellulose
<b>Formats</b>	30 formats (75 x 190 cm)	<b>Plis</b>	2

## DONNEES LOGISTIQUES

GENCODE	Unités / sachet	Unités / carton	Cartons / palette
8033196357513	1	6	36
Dimensions carton (L x l x H)		Plan de palettisation	Pays d'origine
29 x 20 x 76,5 cm		3 rangées de 12 cartons	Italie

### PRODUIT ASSOCIÉ



**Gants en nitrile**  
**Réf: 290417 (XS)**  
**290418 (S)**  
**290419 (M)**  
**290420 (L)**  
**290421 (XL)**

**Abena-Frantex SA**  
 5 rue Thomas Edison  
 60180 Nogent-sur-Oise  
 ☎ 03 44 65 68 80  
 ✉ info@abena-frantex.com  
 @ www.abena-frantex.fr

