

# Gel d'exploration – 250 mL

## SOIN DE LA PEAU



### DESCRIPTION

- **UTILISATION:** Gel d'exploration pour effectuer des examens médicaux. Il s'utilise pour les électrothérapies, les cystoscopies, les examens numériques, gynécologiques, endoscopiques...
- **SECURITE:** Ce gel peut être appliqué à l'intérieur du corps.

### PERFORMANCES

- **PRACTICITE:** Gel transparent, soluble dans l'eau.



Fabrication  
Européenne

## DONNEES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Tube transparent	<b>Contenance</b>	250 mL
<b>pH</b>	5	<b>Composition</b>	Sans colorant, ni parfum
<b>Date limite d'utilisation</b>	30 mois – 12 mois après ouverture	<b>Conseil stockage</b>	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur.

## DONNEES LOGISTIQUES

Unités: sachet / carton	Cartons / palette	Pays d'origine
15	56	République Tchèque



# Gel d'exploration – 250 mL

## COMPOSANTS DU PRODUIT

<u>Composants</u>	<u>Propriétés</u>
Eau	Maintient l'hydratation
Glycérine	Assouplit et adoucit la peau
Hydroxyéthylcellulose	Agent épaississant
Acide citrique	Régule le PH
Phénoxyéthanol	Hydrate la peau
Caprilyque/ ryglycérade caprique	Plastifiant végétal
Benzoate de Sodium	Conservateur. Inhibe le développement des micro-organismes

## DONNEES DE SECURITE

### Informations générales

En cas d'accident: Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette ou la fiche de données de sécurité si les symptômes continuent.

### En cas d'inhalation

En cas d'inconfort: mettre la personne à l'air frais et rester avec elle.

### En cas de contact avec la peau

En cas d'irritation: rincer le produit. Si les irritations persistent: demander un avis médical.

### En cas de contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact. Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau en abondance (20-30°C) pendant au moins 15 minutes et continuer jusqu'à la fin des irritations. S'en assurer immédiatement sous les paupières inférieure et supérieure. Si les irritations persistent, contacter le médecin.

### En cas d'ingestion

Rincer la bouche en abondance et boire une grande quantité d'eau. Si son état se dégrade, contacter le médecin immédiatement et prendre la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit avec vous.

### En cas de brûlure

Rincer avec de l'eau jusqu'à ce que la douleur cesse et continuer pendant 30 minutes.

### Recommandations générales

Fumer, la consommation de nourriture ou de liquide, et le stockage de tabac, nourriture ou liquide, ne sont pas permis dans la salle de travail.

### Selon la CE-Regulation 1907/2006 (REACH)

#### PRODUIT ASSOCIÉ



**Gel hydro  
alcoolique – 100 mL**  
Réf: 536914



**Abena-Frantex SA**

5 rue Thomas Edison  
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

